

**DE** Diese einzigartige Abspüllösung mit OcuPure® Konservierungsmittel ist so formuliert, dass sie sanft zu Ihren Augen ist. LENS PLUS® OcuPure® Kochsalzlösung ist die natürliche Wahl zum Abspülen Ihrer Linsen nach der Desinfektion und ist außerdem ideal zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten.

**Inhalt:** 1 x 120 ml Flasche

**Vorsichtsmaßnahmen:** Lesen Sie diese Packungsbeilage durch, und heben Sie sie zum späteren Nachschlagen der aufgelisteten Vorsichtsmaßnahmen und der Gebrauchsanweisung auf. • Nicht verwenden, wenn die Sicherheitsversiegelung beschädigt ist oder fehlt • Linsen oder Linsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen

#### **NICHT ZUR DESINFEKTION VON KONTAKTLINSEN**

**Enthält:** Natriumchlorid, Borsäure, OcuPure® Konservierungsmittel (Natriumchlorid) - 0,005 % und gereinigtes Wasser.

**FR** Grâce à cette solution de rinçage unique formulée à base de conservateur OcuPure®, votre confort oculaire est assuré. La solution de rinçage LENS PLUS® OcuPure® est le choix naturel pour rincer vos lentilles après leur décontamination et est également idéale pour dissoudre les comprimés de déprotéinisation.

**Contenu :** 1 flacon de 120 ml

**Précautions :** Lire et conserver la notice qui contient toutes les précautions et le mode d'emploi • Ne pas utiliser si la bague d'invulnérabilité du bouchon est endommagée ou absente • Ne pas rincer vos lentilles de contact ni votre étui à lentilles avec de l'eau du robinet

#### **NE CONVIENT PAS À LA DÉCONTAMINATION DES LENTILLES DE CONTACT**

**Composition :** Chlorure de sodium, acide borique, conservateur OcuPure® (chlorite de sodium) - 0,005 % et eau purifiée.

**IT** Questa esclusiva soluzione per il risciacquo, contenente OcuPure® conservante, è formulata in modo da essere delicata per gli occhi. La soluzione salina LENS PLUS® OcuPure® è la scelta naturale per il risciacquo delle lenti dopo averle disinfettate ed è ideale anche per dissolvere le compresse per la rimozione di proteine.

**Contiene:** 1 flacone da 120 ml

**Precauzioni:** Leggere e conservare l'opuscolo per un elenco completo delle precauzioni e delle istruzioni per l'uso • Non usare se il sigillo antimanomissione è danneggiato o assente • Non sciacquare le lenti o il portallenti con acqua di rubinetto

#### **NON USARE PER LA DISINFETTAZIONE DELLE LENTI A CONTATTO**

**Contiene:** Cloruro di sodio, acido bórico, OcuPure® conservante (clorito di sodio) - 0,005% e acqua purificata.

**NL** De formulering van deze unieke spoeloplossing bevat OcuPure®- conserveermiddel en is mild voor uw ogen. LENS PLUS® OcuPure® fysiologische zoutoplossing is de natuurlijke keuze om uw lenzen na het desinfecteren te spoelen en is bovendien ideaal voor het oplossen van tabletten om eiwitafslag te verwijderen.

**Inhoud:** Fles van 1 x 120 ml

**Voorzorgsmaatregelen:** Lees en bewaar de bijsluiters voor een volledig overzicht van voorzorgsmaatregelen en gebruiksaanwijzingen • Het product niet gebruiken wanneer de veiligheidsverzegeling verbroken is of wanneer deze ontbreekt • Uw lenzen en lenshouder niet met leidingwater spoelen

#### **NIE GESCHIKT OM CONTACTLENZEN TE DESINFECTEREN**

**Bevat:** natriumchloride, boorzuur, OcuPure®-conserveermiddel (natriumchloride) - 0,005% en gezuiverd water.



# LENS PLUS®

## OcuPure®

Saline - For all contact lenses

Kochsalzlösung

Für alle Kontaktlinsen

Solution de rinçage

Pour toutes les lentilles de contact

Soluzione salina

Per tutti i tipi di lenti a contatto

Fysiologische zoutoplossing

Voor alle contactlenzen



120ml

**EN** This unique rinsing solution is formulated with OcuPure® preservative to be gentle in your eyes. LENS PLUS® OcuPure® Saline is the natural choice for rinsing your lenses after disinfection, and is also ideal for dissolving protein remover tablets.

**Contents:** 1 x 120ml bottle

**Precautions:** Read and retain the leaflet for a full list of precautions and instructions for use • Do not use if tamper-evident seal is broken or missing • Do not rinse your lenses or lens case with tap water

#### **NOT FOR CONTACT LENS DISINFECTION**

**Contents:** Sodium chloride, boric acid, OcuPure® preservative (sodium chlorite) - 0.005% and purified water.

STERILE | A



CE 0123

AMO Ireland

Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co Dublin, Ireland  
LENS PLUS, LENS PLUS OcuPure and  
OcuPure are trademarks of  
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson  
Surgical Vision, Inc. 2018

ISSUED

All logo's and text print 100% black

**PAGE 4**

**IT** Questa esclusiva soluzione per il risciacquo, contenente l'ingrediente brevettato OcuPure®, è formulata in modo da essere delicata per gli occhi. La soluzione salina LENS PLUS OcuPure® è la scelta naturale per il risciacquo delle lenti dopo averle disinfettate. Può essere usata per la disinfezione a caldo delle lenti a contatto morbide ed è ideale anche per dissolvere le compresse per la rimozione di proteine.

**Istruzioni per l'uso:** Prima di maneggiare le lenti a contatto, lavare e asciugare sempre con cura le mani. Dopo la pulizia e la disinfezione, sciogliere le lenti accuratamente con la soluzione salina LENS PLUS OcuPure® prima di indossarle. Per l'uso corretto delle compresse per la rimozione di proteine attenersi alle istruzioni per l'uso del prodotto.

**Precauzioni:** È necessario osservare tutte le istruzioni, in caso contrario potrebbero verificarsi gravi infezioni o lesioni oculari.

- Non usare in caso di allergia ad uno qualsiasi degli ingredienti
- In caso di irritazione oculare, interrompere l'uso delle lenti e rivolgersi al proprio oculista
- Usare sempre soluzione fresca
- Non usare dopo la data di scadenza
- Chiudere bene il flacone immediatamente dopo l'uso
- Per evitare contaminazioni, non toccare alcuna superficie con l'estremità e contagocce del contenitore
- Gettare eventuale soluzione rimanente 90 giorni dopo la prima apertura del flacone
- Conservare a temperatura ambiente
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non sciacquare le lenti o i portallenti con acqua di rubinetto
- Non ingerire la soluzione

**PAGE 1**

**FR** Précautions: Ne pas utiliser si la bague du bouchon est endommagée ou absente - Ne pas utiliser en remplacement de votre système de décontamination habituel.

**Composition:** Chlorure de sodium, acide borique, OcuPure® - 0,005 % et eau purifiée

**DE** **Vorsichtsmaßnahmen:** Nicht verwenden, wenn das Sicherheitsstempel beschädigt ist oder fehlt - Nicht anstelle des üblichen Desinfektionssystems verwenden.

**Enthält:** Natriumchlorid, Borsäure, OcuPure® - 0,005 % und gereinigtes Wasser

**FR** **Précautions:** Non utiliser si le sigillo antimanipulation est endommagé ou absent

- Non usare al posto del sistema disinfettante abituale.

**Contiene:** Cloruro di sodio, acido bórico, OcuPure® - 0,005% e acqua purificata

**NL** **Voorzorgmaatregelen:** Het product niet gebruiken wanneer de veiligheidsverzegeling verbroken is of wanneer deze ontbreekt - Niet gebruiken in plaats van uw gebruikelijke desinfecterende systeem.

**Bevat:** natriumchloride, boorzuur, OcuPure® - 0,005% en gezuiverd water

**SYMBOLS / SYMBOLE / SIMBOLI / SYMBOLEN** Revised date: 05/2018 AMO12004110

**FR** Consulter le mode d'emploi / Gebrauchsanweisung beachten (suivre les instructions per l'uso / Die Gebrauchsanweisungen)

**AM** Fabricant / Hersteller / Producent / Fabrikant

**LOT** Numéro de lot / Chargenbezeichnung / Numero di lotto / Partijcode

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist  
 Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato / Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is  
 Valore avant l'ouverture du / Öffnung vor / Gebrauchen vor

**STERILE A** Sterile, tecnica aseptica / Steril, Aseptische Technik

**CE 0123** **STERILE A**

AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus  
 Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

LENZ PLUS and OcuPure  
 are trademarks of  
 Johnson & Johnson  
 Surgical Vision, Inc.

© Johnson & Johnson  
 Surgical Vision, Inc. 2018

**Lot** No: 90059

5 050474 102095

FRONT

4 PAGE BOOKLET

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

All logo's and text print 100% black

**PAGE 2**

**FR** Grâce à cette solution de rinçage unique et à son principe actif breveté OcuPure®, votre confort oculaire est assuré. La solution de rinçage LENS PLUS OcuPure® est le choix naturel pour rincer vos lentilles après leur décontamination. Elle peut être utilisée pour la décontamination thermique des lentilles souples et est également idéale pour dissoudre les comprimés de déproteinisation.

**Mode d'emploi:** Il convient de toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Une fois les lentilles nettoyées et décontaminées, les rincer soigneusement avec la solution de rinçage LENS PLUS OcuPure® avant de les mettre. Suivre les instructions du fabricant pour utiliser les comprimés de déproteinisation correctement.

**Précautions:** Il convient de suivre toutes les instructions afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave.

- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- En cas d'irritation oculaire, retirer les lentilles de contact et consulter votre ophtalmologiste
- Toujours utiliser une nouvelle solution
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit
- Jeter toute solution restante 90 jours après l'ouverture initiale du flacon
- Conserver à température ambiante
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas rincer vos lentilles de contact ni votre étui à lentilles avec de l'eau du robinet
- Ne pas avaler la solution

**PAGE 3**

**DE** Diese einzigartige Spülösung mit dem patentierten Inhaltsstoff OcuPure® ist so formuliert, dass sie sanft in Ihren Augen ist. LENS PLUS OcuPure® Kochsalzlösung ist die natürliche Wahl zum Spülen Ihrer Linsen nach der Desinfektion. Das Produkt kann zur Hitzedesinfektion von weichen Kontaktlinsen verwendet werden und ist außerdem ideal zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten geeignet.

**Gebrauchsanweisung:** Waschen und trocknen Sie Ihre Hände stets gründlich, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen. Spülen Sie Ihre Linsen nach der Reinigung und Desinfektion gründlich mit LENS PLUS OcuPure® Kochsalzlösung, bevor Sie sie einsetzen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Anwendung der Proteinentfernungstabletten.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Alle Anweisungen müssen befolgt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Augeninfektionen oder -verletzungen kommen.

- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind
- Falls Augenreizungen auftreten, sollten Sie die Kontaktlinsen nicht weiter tragen und Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen
- Verwenden Sie stets frische Lösung
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden
- Flasche unmitzbar nach Gebrauch fest verschließen
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropfspritze nicht mit Oberflächen in Berührung bringen
- Restliche Lösung innerhalb von 90 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Linsen oder Linsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen
- Lösung nicht schlucken

BACK

240ml FIX-A-FORM LABEL  
158mm x 117mm

AM01453

All logo's and text print 100% black

**PAGE 2**

**FR** Grâce à cette solution de rinçage unique et à son principe actif breveté OcuPure®, votre confort oculaire est assuré. La solution de rinçage LENS PLUS OcuPure® est le choix naturel pour rincer vos lentilles après leur décontamination. Elle peut être utilisée pour la décontamination thermique des lentilles souples et est également idéale pour dissoudre les comprimés de déproteinisation.

**Mode d'emploi:** Il convient de toujours se laver et se sécher soigneusement les mains avant de manipuler les lentilles de contact. Une fois les lentilles nettoyées et décontaminées, les rincer soigneusement avec la solution de rinçage LENS PLUS OcuPure® avant de les mettre. Suivre les instructions du fabricant pour utiliser les comprimés de déproteinisation correctement.

**Précautions:** Il convient de suivre toutes les instructions afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave.

- Ne pas utiliser en cas d'allergie à l'un des composants
- En cas d'irritation oculaire, retirer les lentilles de contact et consulter votre ophtalmologiste
- Toujours utiliser une nouvelle solution
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption
- Bien refermer le flacon immédiatement après utilisation
- Pour éviter toute contamination, ne pas mettre l'embout du flacon en contact avec quelque surface que ce soit
- Jeter toute solution restante 90 jours après l'ouverture initiale du flacon
- Conserver à température ambiante
- Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas rincer vos lentilles de contact ni votre étui à lentilles avec de l'eau du robinet
- Ne pas avaler la solution

**PAGE 3**

**DE** Diese einzigartige Spülösung mit dem patentierten Inhaltsstoff OcuPure® ist so formuliert, dass sie sanft in Ihren Augen ist. LENS PLUS OcuPure® Kochsalzlösung ist die natürliche Wahl zum Spülen Ihrer Linsen nach der Desinfektion. Das Produkt kann zur Hitzedesinfektion von weichen Kontaktlinsen verwendet werden und ist außerdem ideal zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten geeignet.

**Gebrauchsanweisung:** Waschen und trocknen Sie Ihre Hände stets gründlich, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen. Spülen Sie Ihre Linsen nach der Reinigung und Desinfektion gründlich mit LENS PLUS OcuPure® Kochsalzlösung, bevor Sie sie einsetzen. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur korrekten Anwendung der Proteinentfernungstabletten.

**Vorsichtsmaßnahmen:** Alle Anweisungen müssen befolgt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Augeninfektionen oder -verletzungen kommen.

- Nicht verwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind
- Falls Augenreizungen auftreten, sollten Sie die Kontaktlinsen nicht weiter tragen und Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen
- Verwenden Sie stets frische Lösung
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums anwenden
- Flasche unmitzbar nach Gebrauch fest verschließen
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, Tropfspritze nicht mit Oberflächen in Berührung bringen
- Restliche Lösung innerhalb von 90 Tagen nach Anbruch der Flasche entsorgen
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Linsen oder Linsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen
- Lösung nicht schlucken

FRONT COVER ARTWORK

BACK PAGE TEXT



Logo's and text on front print rev. to White

Background prints  
4 colour process using  
Photoshop file supplied:  
'Lens Plus background 18x12.eps'

**NL** Deze unieke spoeloplossing, met het geïmporteerde bestanddeel OcuPure®, is een formulering die mild is voor uw ogen. LENS PLUS OcuPure® fysiologische zoutoplossing is de natuurlijke keuze om uw lenzen na het desinfecteren te spoelen. Het kan worden gebruikt voor thermische desinfectie van zachte lenzen en is bovendien ideaal voor het oplossen van tabletten om eiwitvlekken te verwijderen.

**Gebruiksaanwijzing:** Was en droog uw handen altijd grondig voordat u uw contactlenzen behandelt. Na het reinigen en desinfecteren moeten uw lenzen grondig worden gespoeld met LENS PLUS OcuPure® fysiologische zoutoplossing voordat u ze in uw ogen inbrengt. Volg nauwgezet de instructies van de fabrikant voor het gebruik van de tabletten om eiwitvlekken te verwijderen.

**Voorzorgsmaatregelen:** U dient alle aanwijzingen te volgen. Als u dit niet doet, kunt u een ernstige ooginfectie of letsel oplopen.

- Niet gebruiken bij een allergie voor een van de bestanddelen
- Als oogirritatie optreedt, neem dan de lenzen uit en raadpleeg uw contactlensspecialist
- Altijd verse vloeistof gebruiken
- Niet na de uiterste gebruiksdatum gebruiken
- De fles onmiddellijk na gebruik goed sluiten
- Om contaminatie te voorkomen mag de druppelpunt van de fles geen enkel oppervlak aanraken
- Resterende vloeistof binnen 90 dagen nadat u de fles voor het eerst geopend hebt, weggooien
- Bewaren bij kamertemperatuur
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Uw lenzen en lensdoos niet met leidingwater spoelen
- De vloeistof niet inslikken

All logo's and text print 100% black

BASE LABEL

