



Flamirins®

Wondreineriger

Nettoyant
pour plaie

Wund-
spüllösung

Wound
cleanser

250ml

Isotonegebufferde wondreineriger
Nettoyant pour plaie isotonique et tamponné
Isotonisch gepufferte Wundspüllösung
Isotonic buffered wound cleanser



Gebruikswijze:

1. Draai de sproeikop naar de "SPRAY" (ne vel) of de "STREAM" (straal) positie door gelijktijdig het lipje onder de kop naar omhoog teduwen.
2. Sproei de vloeistof in de wond. Gebruik absorberend papier om overtollige Flamirins® op te vangen.
3. Dep de wond voorzichtig droog.
4. Plaats de sproeikop in de "STOP" positie.

Mode d'emploi

1. Tournez l'embout du pulvérisateur en position « SPRAY » (pulvérisation) ou « STREAM » (jet) en poussant simultanément la languette située sous la tête du vaporisateur vers le haut.
2. Pulvérisez la solution dans la plaie. Utilisez du papier absorbant pour recueillir l'excédent de Flamirins®.
3. Séchez la plaie en tamponnant doucement.
4. Placez en position « STOP » après emploi.

Anwendung

1. Die Sprühdüse auf die Position „SPRAY“ (Nebel) oder „STREAM“ (Strahl) drehen und gleichzeitig die Lasche unterhalb des Sprühdüsenkopfes nach oben ziehen.
2. Die Flüssigkeit in die Wunde sprühen. Verwenden Sie absorbierendes Papier oder Zellstoff, um überflüssiges Flamirins® abzutrocknen.
3. Die Wunde vorsichtig trockentupfen.
4. Die Sprühdüse auf den Stand „STOP“ drehen.

Instructions for use

1. Turn the nozzle to the "SPRAY" (mist) or "STREAM" (jet) position, whilst simultaneously pushing up the tab under the spray head.
2. Spray the solution into the wound. Use absorbent paper or a cellulose towel to dry off excess Flamirins®.
3. Dab the wound dry carefully.
4. Turn the nozzle to the "STOP" position.

LOT

USE BY

CE 0344 MD



REF 1102

Uitwendig gebruik • Usage externe •
Zur äußerlichen Anwendung •
Forexternal use

Flen Health

Flen Health NV
Blauwesteenstraat 87
B-2550 Kontich - BELGIUM

www.flenhealth.com
Made in Belgium

A081v1
0901-642/F