

filme Nasale

IT Olio per la mucosa nasale
Erogatore nasale a getto senza gas

Flacone da 20 ml

COMPOSIZIONE

Tocoferolo acetato (20mg / erogazione), Trigliceride a media catena.

FABBRICANTE

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALIA)

CONCESSIONARIO PER LA VENDITA

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALIA)

IN QUALI CASI SI UTILIZZA QUESTO DISPOSITIVO

FILME NASALE è un olio a base di Tocoferolo Acetato (Vitamina E) che forma un film protettivo favorendo il ripristino della normale idratazione della superficie nasale nei soggetti che presentano sensazioni di fastidio, bruciore, prurito, arrossamento, irritazione, conseguenti ad una secrezione nasale scarsa o assente indotta da fattori esterni quali: stress fisici, chimici, ambientali, menopausa, a seguito di interventi chirurgici, medicazioni topiche o per uso di lavaggi nasali. Indicato per l'idratazione della mucosa nasale nei soggetti con rinite atrofica. Forma una barriera protettiva a livello della mucosa nasale che può contribuire ad attenuare i sintomi della rinite allergica.

FREQUENZA E QUANDO IL PRODOTTO DEVE ESSERE APPLICATO

Effettuare 2 erogazioni in ogni narice almeno 2 volte al giorno per ripristinare la normale idratazione della mucosa.

In caso di rinite atrofica erogare 2 spruzzi in ogni narice 3 volte al giorno per almeno 3 mesi per favorire il trofismo della mucosa nasale.

In caso di rinite allergica, per tutto il periodo di presenza degli allergeni, erogare 2 spruzzi in ogni narice almeno 3 volte al giorno o più frequentemente se necessario (fino a 6 volte).

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilità ai componenti.

AVVERTENZE

Non inspirare durante l'erogazione. Non sono disponibili dati clinici adeguati relativi all'uso in bambini e adolescenti. Si raccomanda l'uso solo dopo aver consultato il medico.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

INTERAZIONI CON FARMACI ED ALTRE INTERAZIONI

Non sono note interazioni con altri farmaci o prodotti usati sulla mucosa nasale. In caso di applicazione di più prodotti lasciare un intervallo di almeno 5 minuti tra un prodotto e l'altro.

COME UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO

1. rimuovere il cappuccio di protezione
2. al primo utilizzo pompare a vuoto 5 volte per ottenere la fuoriuscita del prodotto
3. introdurre l'erogatore nella narice mantenendo il capo in posizione verticale
4. premere l'erogatore mantenendo il flacone in posizione verticale
5. ripetere l'operazione nell'altra narice

MODO E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Uso topico nasale.

EFFETTI INDESIDERATI

Sebbene FILME NASALE sia molto ben tollerato, occasionalmente possono verificarsi casi di bruciore, irritazione, fenomeni di tipo allergico, rossore e gonfiore nel sito di applicazione.

In questi casi interrompere l'uso del prodotto e consultare il medico. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava, o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

CONSERVAZIONE DEL DISPOSITIVO

NON UTILIZZARE OLTRE LA DATA DI SCADENZA INDICATA SIA SULLA CONFEZIONE INTERNA CHE SU QUELLA ESTERNA. CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE.

DISPOSITIVO MEDICO.

DOPO L'USO, ELIMINARE SECONDO LE NORME NAZIONALI VIGENTI. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

INDICAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: eco.panin.it

Brevetto Europeo
R09 ITDEENFRESRO - 01/2024

SENZA AROMI
SENZA COLORANTI
SENZA CONSERVANTI
SENZA OLI ESSENZIALI
Testato al Nichel (< 1 ppm) e al Glutine (< 10 ppm)

filme Nasale

DE Öl für die Nasenschleimhäute
Treibgasfreie Nasenpflege

20 ml Flakon

ZUSAMMENSETZUNG

Tocopherolacetat (20mg / Sprühstoss), Mittelkettige Triglyceride.

HERSTELLER

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

VERTRIEB ÜBER

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALY)

WANN WIRD DIESES MEDIZINPRODUKT ANGENWENDET?

FILME NASALE ist ein Öl auf der Basis von Tocopherolacetat (Vitamin E), welches einen schützenden Film auf der Nasenschleimhautoberfläche bildet, während die normale Hydratation der Nasenschleimhäute unterstützt wird. Bei Personen mit allgemeinen Missempfinden, Brennen, Juckreiz, Rötungen und Irritationen, ausgelöst durch eine durch äußere Einflüsse hervorgerufene verminderte oder fehlende Nasensekretion oder aufgrund von: physischem Stress, chemischen Schadstoffen oder anderen Umwelteinflüssen, Menopause, nach chirurgischen Eingriffen, topischen Medikationen oder nach der Anwendung von Nasenspülungen. Empfohlen zur Befuchtung der Nasenschleimhäute bei Personen mit atrophischer Rhinitis. Bildet eine schützende Barriere auf der Ebene der Nasenschleimhaut, welche dazu beitragen kann, die Symptome der allergischen Rhinitis zu mindern.

HAUFIGKEIT UND WANN DAS PRODUKT ANGEWENDET WERDEN SOLL

Um die normale Hydratation der Nasenschleimhaut wiederherzustellen, mindestens 2 x täglich zwei Spritzer in jede Nasenöffnung geben. Bei der atrophischen Rhinitis zwei Spritzer 3 x täglich in jede Nasenöffnung über mindestens 3 Monate, um den Trophismus der Nasenschleimhaut zu unterstützen. Bei der allergischen Rhinitis Anwendung über die gesamte Dauer der Allergenbelastung; mindestens zwei Spritzer 3 x täglich in jede Nasenöffnung, zu erhöhen bei Bedarf (bis zu 6 mal).

GEGENANZEIGEN

Überempfindlichkeit gegen die einzelnen Bestandteile.

WARNHINWEISE

Während der Anwendung nicht einatmen. Es liegen keine ausreichenden klinischen Daten zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen vor. Die Anwendung soll nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen.

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.

INTERAKTIONEN MIT MEDIKAMENTEN ODER ANDERE WECHSELWIRKUNGEN

Es sind keine Arzneimittelwechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder Produkten zur Anwendung auf der Nasenschleimhaut bekannt. Bei der gleichzeitigen Anwendung von mehreren Produkten einen zeitlichen Abstand von 5 Minuten zwischen den einzelnen Produkten einhalten.

WIE WIRD DIESES PRODUKT ANGEWENDET?

1. Schutzkappe vom Nasenstück abnehmen
2. Beim erstmaligen Gebrauch bis zu 5 x pumpen bis zum Austritt des Produktes
3. Bei aufrechter Kopfhaltung das Nasenstück in die Nasenöffnung führen
4. Halten Sie die Flasche senkrecht und drücken Sie auf den Sprühkopf
5. Wiederholen Sie den Vorgang in der anderen Nasenöffnung

ART UND WEISE DER ANWENDUNG

Zur topischen Anwendung auf der Nasenschleimhaut.

UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Auch wenn FILME NASALE sehr gut vertragen wird, kann es gelegentlich zu Fällen von Brennen, Irritationen, allergieähnlichen Erscheinungen, Rötungen und Schwellungen auf der Anwendungsstelle kommen. In solchen Fällen die Anwendung des Produktes unterbrechen und einen Arzt konsultieren. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

AUFBEWAHRUNG DES MEDIZINPRODUKTES

NICHT ÜBER DAS AUF DER INTERNEN UND ÄUSSEREN PACKUNG ANGEGEBENE VERFALLSDATUM ANWENDEN. AUFBEWAHRUNG BEI ZIMMERTEMPERATUR.

MEDIZINPRODUKT. NACH GEBRAUCH, BESEITIGEN SIE GEMÄSS DEN GELTENDEN NATIONALEN VORSCHRIFTEN. FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN.

Europäisches Patent

CE 0051

OHNE AROMEN
OHNE FARBSTOFFE
OHNE KONSERVIERUNGSMITTEL
OHNE ÄTHERISCHE ÖLE
Nickel (< 1 ppm) und Gluten (< 10 ppm) getestet

filme Nasale

EN Oil for the nasal mucosa
Nasal care pump contains no gas

20 ml / 0.70 FL. OZ. bottle

COMPOSITION

Tocopherol acetate (20mg / dispensed), Medium-chain triglycerides.

MANUFACTURER

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALY)

EXCLUSIVE SALES LICENSEE FOR ITALY

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALY)

WHEN SHOULD FILME NASALE BE USED

FILME NASALE is Tocopherol Acetate (oil base Vitamin E), which forms a protective film. It helps to restore the normal hydration of the nasal surface in individuals with discomfort such as burning, itching, reddening, irritation or nasal discharge resulting from insufficient or absent nasal secretion, induced by external factors: such as physical stress, chemicals, environmental, menopause, following surgical intervention, topical medication or nasal wash. Indicated for the hydration of the nasal mucosa in subjects with atrophic rhinitis. It creates a protective barrier on the nasal mucosa that can assist to alleviate the symptoms of allergic rhinitis.

FREQUENCY AND WHEN THE PRODUCT IS TO BE APPLIED

Pump 2 squirts into each nostril at least twice a day to restore normal hydration of the mucosa. In case of atrophic rhinitis, dispense 2 squirts into each nostril 3 times a day for at least 3 months to promote trophism of the nasal mucosa. During seasonal allergic rhinitis in particular when allergens are present, 2 squirts in each nostril at least 3 times a day as often as required (up to 6 times a day).

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitive towards the components.

WARNING

Do not inhale when dispensing. No adequate clinical data exist on the use in children and adolescents. It is recommended to consult your doctor before use.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

INTERACTION WITH MEDICINES AND OTHER INTERACTIONS

There are no known interactions with other medicines or products used on nasal mucosa. In the case of application of more than one product leave an interval of at least 5 minutes between each product.

HOW TO USE THIS DEVICE

1. Remove protective cap
2. Before using the first time, prime pump by depressing 5 times
3. Place tip of nozzle just past nasal opening, in a vertical position
4. While inside nasal opening, slightly angle nozzle outward and pump
5. Repeat the process in the other nostril

METHOD AND ROUTE OF ADMINISTERING

For topical nasal use.

SIDE EFFECTS

Although FILME NASALE is extremely tolerable, in some rare cases it may cause a stinging effect, irritation, allergic reaction, reddening and swelling in the area of application. If this occurs discontinue use and consult a doctor. If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

STORAGE OF THE MEDICAL DEVICE

DO NOT USE AFTER THE INDICATED EXPIRY DATE ON THE INNER PACKAGING OR ON THE OUTER PACKAGING. STORE AT ROOM TEMPERATURE.

MEDICAL DEVICE.

AFTER USE, DISPOSE OF IN ACCORDANCE WITH YOUR NATIONAL LEGISLATION.

DO NOT DISPERSE IN THE ENVIRONMENT.

European patent

CE 0051

CONTAINS NO AROMA
NO COLOURANT
NO PRESERVATIVES
NO ESSENTIAL OILS
Nickel (< 1 ppm) and Gluten (< 10 ppm) tested

CE 0051

filme[®] filme Nasale

FR Huile pour muqueuse nasale
Spray nasal

Flacon de 20 ml

COMPOSITION

Tocophérol Acétate (20mg / pulvérisation), Triglycéride à chaîne moyenne.

FABRICANT

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALIE)

DISTRIBUTEUR POUR LA FRANCE

ALPHA-DISPOMED, 89 chemin des cigales-06370 Mouans Sartoux-France

QU'EST CE QUE FILME NASALE ET DANS QUEL CAS L'UTILISER?

FILME NASALE est une huile à base de Tocophérol Acétate (Vitamine E) qui forme un film protecteur, persistant et homogène. FILME NASALE favorise la reprise de l'hydratation normale de la surface nasale chez les personnes présentant des sensations de brûlure, de démangeaisons, de rougeurs, ou d'irritations. Symptômes dus à une sécrétion nasale insuffisante ou absente induits par des facteurs externes tels que: le stress physique ou chimique, l'environnement, la ménopause, ou à la suite d'interventions chirurgicales, ou médicales.

FILME NASALE convient pour l'hydratation de la muqueuse nasale chez les sujets atteints de rhinite atrophique. Il forme une barrière protectrice au niveau de la muqueuse nasale qui peut aider à soulager les symptômes de la rhinite allergique.

FRÉQUENCE D'UTILISATION ET QUAND FILME NASALE DOIT ÊTRE APPLIQUÉ

En cas de rhinite atrophique 2 pulvérisations nasales 3 fois par jour pendant 3 mois.

En cas de rhinite allergique 2 pulvérisations nasales plusieurs fois par jour.

Appliquer Filme Nasale 3 fois par jour pendant 3 mois. En cas de rhinite allergique appliquer rapidement après le contact avec l'allergène.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité individuelle à l'un des composants du produit.

AVERTISSEMENT

Ne pas inspirer durant la pulvérisation nasale. En l'absence de données cliniques sur l'utilisation de FILME NASALE chez les enfants et adolescents il est recommandé de prendre un avis médical. **NE PAS LAISSER À PORTER DES ENFANTS.**

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

Les interactions avec d'autres produits à utiliser sur la muqueuse nasale ne sont pas connues.

Il est conseillé en cas d'application d'autres produits de laisser un intervalle de 5 minutes entre chaque produit.

COMMENT UTILISER LE FILME NASALE

- Retirez le capuchon de protection
- Lors de la première utilisation actionner la pompe 5 fois environ pour faire sortir le produit
- Introduire la canule dans la narine en la maintenant en position verticale
- Appuyez sur la canule en maintenant le flacon en position verticale
- Répétez l'opération sur l'autre narine

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Pulvérisation nasale. Usage topique.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

Filme Nasale est très bien toléré. Occasionnellement, vous pouvez voir apparaître des démangeaisons, des rougeurs, des irritations, ou des phénomènes de type allergique sur la surface d'application du produit. Interrompre l'utilisation du produit et consulter votre médecin ou pharmacien. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, informez votre médecin ou votre pharmacien.

DATE DE PÉREMPTION ET DURÉE DE CONSERVATION

NE PAS UTILISER LE PRODUIT APRÈS LA DATE DE PÉREMPTION FIGURANT SOIT SUR L'EMBALLAGE INTERNE QUE SUR CELUI EXTERNE. CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE.

DISPOSITIF MÉDICAL. APRÈS UTILISATION, ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES EN VIGUEUR. NE PAS DISPENSER LE PRODUIT DANS L'ENVIRONNEMENT.

Brevet Européen

INFO TRI EMBALLAGES (France): eco.panin.it

SANS AROME
SANS COLORANT
SANS CONSERVATEUR
SANS HUILE ESSENTIELLE
Testé au Nickel (<1 ppm) et au Gluten (<10 ppm)

filme[®] filme Nasale

ES Aceite para la mucosa nasal
Aplicador nasal a chorro, sin gas

Frasco de 20 ml

COMPOSICIÓN

Tocoferol acetato (20mg / dispensación), Triglicéridos de cadena media.

FABRICANTE

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (ITALIA)

DISTRIBUIDOR PARA LA VENTA

HULKA S.R.L., Viale della Scienza, 26 - 45100 Rovigo (ITALIA)

EN QUÉ CASOS SE UTILIZA ESTE PRODUCTO SANITARIO

FILME NASALE es un aceite a base de tocoferol acetato (vitamina E) que forma un film protector favoreciendo la recuperación del nivel normal de hidratación de la superficie nasal en los pacientes que manifiestan molestias, escozor, picor, enrojecimiento e irritación cuya causa es una insuficiente o inexistente secreción nasal, inducida por factores externos tales como: estrés físico, químico, ambiental, menopausia, tras operaciones quirúrgicas, medicaciones tóxicas o tras el uso de lavados nasales. Se indica para la hidratación de la mucosa nasal en los pacientes con rinitis atrófica. Forma una barrera protectora a nivel de la mucosa nasal que puede contribuir a atenuar los síntomas de la rinitis alérgica.

FRECUENCIA DE USO Y CUÁNDO DEBE APLICARSE EL PRODUCTO SANITARIO

Efectuar dos pulverizaciones en cada fosa nasal al menos dos veces al día para restaurar el nivel normal de hidratación de la mucosa. En caso de rinitis atrófica, efectuar dos pulverizaciones en cada fosa nasal tres veces al día durante al menos tres meses para restaurar el trofismo de la mucosa nasal. En caso de rinitis alérgica, durante todo el periodo de presencia de alérgenos, efectuar dos pulverizaciones en cada fosa nasal al menos tres veces al día y aumentar según necesidad (hasta seis veces).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes.

ADVERTENCIAS

No inhalar durante las aplicaciones. No se dispone de datos clínicos adecuados sobre el uso en niños y adolescentes. Se recomienda el uso solo después de consultar a su médico. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

CONTRAINDICACIONES CON FÁRMACOS Y OTRAS CONTRAINDICACIONES

No se han manifestado contraindicaciones con otros fármacos o productos que se usan en la mucosa nasal. En caso de aplicación de otros productos déjese pasar al menos cinco minutos entre la aplicación de uno y otro producto.

CÓMO UTILIZAR ESTE PRODUCTO SANITARIO

- Quitar el tapón de protección
- En el primer uso, pulsar el aplicador al aire cinco veces para que el producto salga
- Introducir el aplicador en la fosa nasal manteniendo la cabeza en posición vertical
- Pulsar el aplicador manteniendo el frasco en posición vertical
- Repetir la operación en la otra fosa nasal

MODO Y VÍA DE APLICACIÓN

Uso tópico nasal.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Aunque FILME NASALE se tolera muy bien, a veces pueden presentarse casos de escozor, irritación, fenómenos de tipo alérgico, rojeces e hinchazón en el lugar de aplicación. En estos casos, hay que interrumpir el uso del producto y consultar al médico. Si alguno de los efectos adversos se agrava, o si nota cualquier efecto secundario no mencionado en este prospecto, consulte a su médico o farmacéutico.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO SANITARIO

NO UTILIZAR TRAS LA FECHA DE CADUCIDAD INDICADA TANTO EN EL FRASCO INTERNO COMO EN LA CAJA EXTERNA. CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE.

PRODUCTO SANITARIO. DESPUÉS DEL USO, ELIMINAR SEGÚN LAS NORMAS NACIONALES VIGENTES. NO DISPENSAR EN EL AMBIENTE.

Patente Europea

CE 0051

SIN AROMAS
SIN COLORANTES
SIN CONSERVANTES
SIN ACEITES ESENCIALES
Testado para el Níquel (<1 ppm) y el Gluten (<10 ppm)

filme[®] filme Nasale

RO Ulei pentru mucoasa nazală
Irigator nazal cu jet, fără gaz

Flacon de 20 ml / 0.70 FL. OZ.

COMPOZIȚIE

Tocopherol acetate (20mg / aplicare), Medium-chain triglycerides.

PRODUCĂTOR

PANIN S.R.L., Viale della Scienza 24 - 45100 Rovigo (Italy)

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA

IULIUS PHARMA S.R.L., BD. MIRCEA VODĂ NR. 40, BL. M11, AP. 15, BUCUREȘTI, SECTOR 3

INDICAȚII DE UTILIZARE

FILME NASALE este acetat de tocoferol (vitamina E), care formează o peliculă protectoare. Acesta ajută la restabilirea hidratării normale a suprafeței nazale la persoanele cu disconfort nazal, cum ar fi senzație de arsură, mâncărime, înroșire, iritație sau secreție nazală insuficientă sau absentă, indusă de factori externi, cum ar fi stresul fizic, produse chimice, de mediu, menopauza, intervenții chirurgicale, medicație topică sau spălături nazale. Indicat pentru hidratarea mucoasei nazale la pacienții cu rinită atrofică. Creează o barieră protectoare asupra mucoasei nazale, care ajută la ameliorarea simptomelor rinitei alergice.

FRECVENȚA ȘI MOD DE UTILIZARE

Câte 2 jeturi în fiecare nară cel puțin de două ori pe zi, pentru a restabili hidratarea normală a mucoasei. În cazul rinitei atrofice, aplicați câte 2 jeturi în fiecare nară de 3 ori pe zi, timp de cel puțin 3 luni pentru a susține trofismul mucoasei nazale. În timpul rinitei alergice sezoniere, în special atunci când alergenii sunt prezenți, sunt recomandate câte 2 jeturi în fiecare nară cel puțin de 3 ori pe zi, sau de câte ori este necesar (de până la 6 ori pe zi).

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la componente.

ATENȚIE

Nu inhalați atunci când pulverizați. Nu există date clinice adecvate privind utilizarea la copii și adolescenți. Se recomandă consultarea medicului înainte de utilizare. **A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNĂ COPILOR.**

INTERACȚIUNEA CU MEDICAMENTE ȘI ALTE PRODUSE

Nu există interacțiuni cunoscute cu alte medicamente sau produse utilizate pe mucoasa nazală. În cazul aplicării mai multor produse, lăsați un interval de cel puțin 5 minute după fiecare produs.

CUM SĂ UTILIZAȚI ACEST DISPOZITIV MEDICAL

- Îndepărtați capacul de protecție
- Înainte de a utiliza prima dată, pompați prin apăsare de 5 ori
- Introduceți vârful irigatorului în nară, într-o poziție verticală
- Pompați menținând irigatorul într-o poziție verticală
- Repetăți procedeele și în cealaltă nară

MOD DE ADMINISTRARE

Pentru uz topic nazal.

EFFECTE ADVERSE

FILME NASALE, cu toate că este extrem de bine tolerat, în unele cazuri rare, poate provoca un efect de înepătură, iritație, reacții alergice, înroșire și umflare în zona de aplicare. În cazul în care acest lucru se întâmplă, întrerupeți utilizarea imediat și consultați un medic. Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine severă sau dacă observați reacții adverse care nu sunt enumerate în acest prospect, vă rugăm anunțați medicul sau farmacistul.

DEPOZITAREA DISPOZITIVULUI MEDICAL

NU UTILIZAȚI DUPĂ DATA DE EXPIRARE ÎNSCRISĂ PE AMBALAJ SAU PE CUTIE. A SE PĂSTRA LA TEMPERATURA CAMEREI.

DISPOZITIV MEDICAL. DUPĂ UTILIZARE, RĂCIȚIAȚI ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ. A NU SE DISPERSA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.

Brevet European

CE 0051

FĂRĂ AROME
FĂRĂ COLORANȚI
FĂRĂ CONSERVANȚI
FĂRĂ ULEIURI ESENȚIALE
Testat pentru Nickel (<1 ppm) și Gluten (<10 ppm)

CE 0051