



## Gebrauchsinformation – KerraSol™ Wundspray

### Produkteigenschaften:

KerraSol™ Wundspray dient der Reinigung, Befeuchtung, antimikrobiellen Dekontamination und Infektionsprophylaxe in der Wunde.

Die Anwendung von KerraSol™ Wundspray ist nicht reizend, nicht irritierend und gut verträglich. KerraSol™ Wundspray wird zur Wundreinigung verwendet und hilft dabei, Biofilm und fibrinoide Ablagerungen zu entfernen. Außerdem unterstützt KerraSol™ Wundspray eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage.

Das in KerraSol™ Wundspray enthaltene Konservierungsmittel (Natriumhypochlorit) hat ein sehr breites Spektrum gegen Bakterien (inkl. *Pseudomonas aeruginosa*, MRSA/MRE), Viren und Pilze, was eine unspezifische Dekontamination auch bei Wunden ermöglicht.

Wundgerüche werden durch den Einsatz von KerraSol™ Wundspray schnell und zuverlässig eliminiert.

### Anwendung:

Eine Wunde sollte zuerst von Schmutz, Blut und Belägen gereinigt werden. Hierzu werden die betroffenen Areale mit KerraSol™ Wundspray mit mehreren Sprühstößen aus kurzem Abstand satt nass benetzt und ggf. unterstützend mechanisch gereinigt. Bei starken Verunreinigungen kann die Anwendung mehrmals wiederholt werden. Nach der Anwendung von KerraSol™ Wundspray muss nicht mit einer weiteren Lösung nachgespült werden (d. h. Rückstände von KerraSol™ Wundspray können in der Wunde verbleiben).

Verkrustete und schwer ablösbare Wundauflagen oder Verbände werden mit KerraSol™ Wundspray reichlich besprüht, bis sie durchnässt sind. Nach kurzer Wartezeit können diese vorsichtig, schmerzarm abgelöst werden.

Danach kann bei Bedarf das KerraSol™ Wundgel oder KerraSol™ Wundsprühgel dünn auftragen werden.

Es gibt keine Einschränkung in der Häufigkeit und Dauer der Anwendung.

Ein leichter Chlorgeruch ist ein Zeichen für die Aktivität der Produkte.

### Anwendungseinschränkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt, allergische Reaktionen sind nicht zu erwarten. KerraSol™ Wundspray sollte bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht eingesetzt werden. Nicht gleichzeitig mit anderen wundreinigenden Sprays, Lösungen, Gels und vorgetränkten Kompressen anwenden. Wechselwirkungen mit anderen Substanzen sind nicht zu erwarten. Eine Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sollte sorgfältig abgewogen werden. Nicht zur Infusion oder Injektion anwenden!

### Allgemeine Sicherheitshinweise:

Nur zur äußerlichen Anwendung bei Hautwunden. Nicht schlucken, nicht in die Augen sprühen. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.

Die Produkte nur bis zu den auf der Flasche angegebenen Haltbarkeitsdaten verwenden. Nach dem Öffnen nicht länger als 12 Wochen verwenden.

### Zusammensetzung:

Wasser, Natriumhypochlorit <0,08% (elektro-chemisch aktivierte Mineralsalzlösung)



## Instructions for use – KerraSol™ wound spray

### Product properties:

KerraSol™ wound spray is used for cleaning, moistening, antimicrobial decontamination and infection prevention in the wound.

The application of KerraSol™ wound spray is non-irritating. KerraSol™ wound spray is used for cleaning the wound by helping to remove biofilms and fibrinoid residues. In addition KerraSol™ wound spray can aid the gentle removal of dressings.

The preservative (sodium hypochlorite) contained in KerraSol™ wound spray decontaminates a broad spectrum of bacteria (incl. pseudomonas aeruginosa, MRSA/MRE), viruses and fungi.

Wound odour is quickly and reliably eliminated when using KerraSol™ wound spray.

### Application:

The wound should first be cleaned to remove dirt, blood and any residues. The affected area is sprayed with KerraSol™ wound spray by pressing the pump on the bottle several times, at a short distance to fully moisten the wound. If necessary, for mechanical cleaning and debridement, in the event of major contamination, the application can be repeated several times. Once the cleaning procedure is finished, a secondary cleaning solution is not required (i.e. any residual KerraSol™ wound spray can be left in the wound).

Dressings or bandages that are difficult to remove are sprayed with KerraSol™ wound spray until they are wet. After a short waiting period, they can then be carefully removed virtually pain-free. If needed, KerraSol™ wound gel or KerraSol™ wound spray gel can be applied. There are no restrictions regarding the frequency and duration of use. A slight chlorine odour indicates the product is working.

### Application restrictions:

There are no known side effects of using KerraSol™ wound spray. KerraSol™ wound spray should not be used if there are known allergies to any of the ingredients. Do not use in combination with other wound cleaning sprays, solutions, gels and pre-saturated dressings. Interactions with other substances are not expected. During pregnancy and when breastfeeding KerraSol™ wound spray should be used with caution. Not intended for infusion or injection!

### General safety instructions:

Only apply to external dermal wounds. Do not swallow or spray in eyes. Keep away from children. Only use intact, undamaged bottles.

Only use the products prior to the expiration date indicated on the bottle. Once opened, product can only be used for a maximum of 12 weeks.

### Ingredients:

Water, sodium hypochlorite <0.08% (electrochemically activated mineral saline solution)

\*Issue 01/08 2015



Artikelnummer  
Article number



Vor Nässe schützen.  
Keep dry.



Nur einwandfreie und unbeschädigte Flaschen verwenden.  
Do not use if package is damaged.



Vor Anwendung Gebrauchsinformation lesen.  
Consult instructions for use.



Produkt ist recyclebar.  
Product is recyclable.



Flasche vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.  
Protect bottle from direct sunlight.



Auftemperaturtemperatur beachten.  
Temperature limit



Informationsbeilage beachten.  
Consult information supplement



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Keep out of reach of children.



Hersteller  
Manufacturer



Chargenbezeichnung  
Batch name



Verwendbar bis: Monat und Jahr  
Expiry date: Month and Year



Prontomed GmbH  
Am Bahndamm 70  
32120 Hiddenhausen

Made in Germany



Distributed by:  
Crawford Healthcare GmbH  
Medizinpark 1  
83626 Valley / Oberlaindern  
Tel: +49 (0)8024 46868-20  
info@crawfordhealthcare.com  
www.crawfordhealthcare.com