

VagisanCare Creme-Gleitgel

VagisanCare

VagisanCare ist Ihre Serie zur täglichen Pflege der weiblichen Intimzone. Dahinter steht ein wissenschaftliches Team, das Produkte für den weiblichen Intimbereich entwickelt und herstellt, um Ihnen eine wirksame Unterstützung in Ihrer Intimpflege-Routine zu bieten: Mit VagisanCare tun Sie Ihrem sensiblen Intimbereich etwas Gutes und können sich täglich rundum wohl und gepflegt fühlen.

Qualität steht für uns immer an erster Stelle. Daher unterliegen alle Produkte von VagisanCare strengen Qualitätskontrollen. Sie enthalten nur ausgewählte Inhaltsstoffe höchster Qualität und werden in Deutschland hergestellt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vagisancare.com. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen zu VagisanCare haben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

VagisanCare Creme-Gleitgel – Gebrauchsanweisung –

Liebe Anwenderin, bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachtet werden soll. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Anwendungsbereich

VagisanCare Creme-Gleitgel wird angewendet zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Intimverkehr, wenn die Vagina zu trocken ist. Eine Anwendung ist auch während der Schwangerschaft und Stillzeit möglich.

Trockenheitsgefühl beim Intimverkehr kann u. a. entstehen

- durch Stress
- durch Anwendung von hormonellen Verhütungsmitteln (z. B. „Pille“)
- nach Operationen an der Vagina, der Gebärmutter oder den Eierstöcken
- durch Abnahme der Sexualhormonproduktion bei Frauen in den Wechseljahren

Bei Trockenheit im Scheideneingang und in der Vagina ist das Gleitvermögen beim Intimverkehr oft so beeinträchtigt, dass es zu Schmerzen und Verkrampfung kommen kann.

Produktinformationen

Das VagisanCare Creme-Gleitgel verbessert die Gleitfähigkeit beim Intimverkehr und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Sex. Es enthält geschmeidige Lipide und trocknet beim Sex nicht aus. Durch seinen anhaltenden Gleiteffekt erleichtert es den Intimverkehr und hilft durch Trockenheit hervorgerufene Schmerzen zu lindern.

Das Creme-Gleitgel ist sehr gut verträglich und hat keine Auswirkungen auf die Spermiovitalität, daher kann es auch bei Kinderwunsch eingesetzt werden. Es ist leicht auswaschbar und hinterlässt keine bleibenden Flecken in der Wäsche.

Anwendung

VagisanCare Creme-Gleitgel wird vor dem Intimverkehr mit den Fingern dünn im Scheideneingang oder direkt auf dem Penis aufgetragen.

Mögliche Nebenwirkungen

In Einzelfällen können vorübergehend leichte Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Brennen, Rötung) auftreten.

Anwendungsbeschränkungen

VagisanCare Creme-Gleitgel darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber einem der Bestandteile.

VagisanCare Creme-Gleitgel darf nicht gleichzeitig mit Kondomen aus Latex, Polyisopren oder Polyurethan angewendet werden, da die Reißfestigkeit und Dichtigkeit dieser Kondome vermindert werden kann, so dass deren Schutzwirkung nicht mehr gewährleistet ist. Auch die Schutzwirkung von Pessaren kann durch das Creme-Gleitgel beeinträchtigt werden.

Unmittelbar nach einer Entbindung soll das Creme-Gleitgel nicht angewendet werden. Auch bei Vorliegen einer Scheideninfektion (z. B. Scheidenpilz) ist das Creme-Gleitgel nicht anzuwenden; in diesem Fall sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen.

Im Fall einer Beschädigung der Tube oder einer Veränderung der Beschaffenheit des Gels benutzen Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich bitte an den unten angegebenen „Kontakt bei Produkt-Rückfragen“.

Hinweise

VagisanCare Creme-Gleitgel ist kein Verhütungsmittel und hat keine empfängnisverhütenden Eigenschaften. Es ist bestimmt zur Verbesserung der Gleitfähigkeit beim Intimverkehr. Als Gleithilfe für Blasenkateter, andere Katheter, Schläuche oder Sonden ist VagisanCare Creme-Gleitgel nicht geeignet; für diese Verwendungszwecke ist das Produkt nicht geprüft worden. Auch eine Verwendung als Ultraschall-Gel ist nicht möglich, weil es sich um ein fetthaltiges Gel handelt.

Ingredients

Paraffinum Liquidum, Polyethylene, Caprylic/capric Triglyceride, Laureth-4, Glyceril Oleate, PEG-20 Glyceril Triostearate.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

VagisanCare Creme-Gleitgel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Die Tube ist verschlossen und nicht über 25 °C zu lagern. Das Verfallsdatum ist auf der Lasche der Verpackung bzw. auf dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie das Creme-Gleitgel nicht mehr nach diesem Datum!

Packungsgrößen

Tube in Faltschachtel mit 10 g und 50 g Gel.

Hersteller und Vertrieber

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Kontakt für Produkt-Rückfragen

Telefon: 0521 8808-05
Telefax: 0521 8808-334
E-Mail: aw-info@drwolffgroup.com

Medizinprodukt

CE 0483

Stand der Information

Januar 2020

Kennen Sie schon die weiteren Produkte von VagisanCare?



**VagisanCare
Dusch-Schaum**
erfrischt & schont

**VagisanCare
Shaving-Balsam**
beruhigt & pflegt

Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton und der Tube:

				
Chargenbezeichnung	Verwendbar bis	Lagerung nicht über 25 °C	Gebrauchsanweisung beachten	CE-Kennzeichen

Vagisan – Für einen gesunden Intimbereich

Neben der täglichen Pflege gibt es Momente, in denen Ihre empfindliche Intimzone eine besondere Unterstützung benötigt. Die Experten von Vagisan entwickeln kosmetische und medizinische Produkte, die Ihnen in besonderen Situationen eine wirksame Unterstützung für einen gesunden Intimbereich bieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.vagisan.com.

VagisanCare Cream-Lubricant

VagisanCare

VagisanCare is your series of products for the daily care of the female intimate area. Behind these products is a scientific team that develops and manufactures products for the female intimate area in order to offer you effective support in your daily intimate care routine: By using VagisanCare, you can do your sensitive intimate area a favour, as well as you feel at ease and cared-for every day.

Quality is always our top priority. That is why all VagisanCare products are subject to strict quality controls. They only contain selected ingredients of the highest quality and are made in Germany.

You will find further information at www.vagisancare.com. Please contact us there if you have questions regarding VagisanCare. We look forward to your visit.

VagisanCare Cream-Lubricant – Package leaflet –

Dear user, please read the following package leaflet carefully because it contains important information that you need to know when using this medical device. Keep this leaflet. You may need to read it again.

Application area

VagisanCare Cream-Lubricant is used to improve lubrication during intercourse if the vagina is too dry. It can also be used during pregnancy and breast-feeding.

A feeling of dryness during intercourse can occur, among other things,

- due to stress
- due to the use of hormonal contraceptives (e.g. the pill)
- after vaginal, uterine or ovarian surgery
- due to a drop in sexual hormone production in women during the menopause

In the case of dryness in the vaginal entrance and the vagina, the lubricating ability during intercourse is often impaired in such a way that it may result in pain and cramping.

Product information

VagisanCare Cream-Lubricant improves lubrication during intercourse and ensures a pleasant feeling during sex. It contains smooth lipids and does not dry out during sex. Thanks to its lasting lubricating effect, it facilitates intercourse and helps to relieve pain caused by dryness.

The Cream-Lubricant is very well tolerated and does not have any effect on sperm vitality, therefore it can also be used if you wish to conceive. It can easily be washed off and does not leave any stains on clothing.

Application

Prior to intercourse, use the fingers to apply a thin layer of VagisanCare Cream-Lubricant to the vaginal entrance or directly on the penis.

Possible side effects

In isolated cases, temporary mild intolerance reactions may occur (such as itching, burning, redness).

Restrictions for use

VagisanCare Cream-Lubricant must not be used in the case of a known hypersensitivity or allergy to any of the ingredients.

VagisanCare Cream-Lubricant must not be used together with condoms made of latex, polyisoprene or polyurethane since the tensile strength and leak tightness of these condoms can be reduced and their protective effect is no longer guaranteed. The protective effect of diaphragms can also be impaired by the Cream-Lubricant. The Cream-Lubricant should not be used immediately after giving birth.

The Cream-Lubricant should also not be used in case of vaginal infections (e.g. vaginal candidiasis); the doctor should be consulted in such cases.

If the tube is damaged or if there are any changes in the appearance of the gel, do not use the product and contact us using the information under „Contact in the event of product queries“ below.

Information

VagisanCare Cream-Lubricant is not a contraceptive and does not have any contraceptive properties. It is designed to improve lubrication during intercourse. VagisanCare Cream-Lubricant is not suitable for the lubrication of urinary catheters, other catheters, tubes or probes; the product has not been tested for these purposes. It must also not be used as an ultrasound gel as it is a lipid-containing gel.

Ingredients

Paraffinum Liquidum, Polyethylene, Caprylic/Capric Triglyceride, Laureth-4, Glycerol Oleate, PEG-20 Glycerol Triisostearate.

Storage and shelf life

VagisanCare Cream-Lubricant must be kept out of the sight and reach of children.

Keep the tube tightly closed and do not store above 25 °C.

The expiry date is printed on the flap of the outer packaging and/or on the crimp at the end of the tube. Do not use the Cream-Lubricant after this date!

Pack sizes

Tube in folding box with 10 g and 50 g gel.

Manufacturer and distributor

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel
Sudbrackstrasse 56
33611 Bielefeld, Germany

Contact in the event of product queries

Tel.: +49 521 8808-05
Fax: +49 521 8808-334
E-mail: aw-info@drwolffgroup.com

Medical device

CE 0483

Date of revision of the text
January 2020

**Do you already know
the other products from
VagisanCare?**



**VagisanCare
Shaving-Balm**
soothes & cares

**VagisanCare
Shower-Foam**
refreshes & preserves

Meaning of the symbols on the carton and tube:

		 25 °C		
Batch number	Best before	Do not store above 25 °C	Follow the instructions for use	CE marking

Vagisan – For a healthy intimate area

In addition to daily care, there are times when your sensitive intimate area needs special support. The experts from Vagisan develop cosmetic and medical products that provide you with effective support for a healthy intimate area in special situations. You can find more information at www.vagisan.com.