

Soft-touch matte varnish  
to carton outside as indicated

# OUTSIDE PRINT

BACK

LEFT

FRONT

RIGHT

TOP

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c (TYPICAL)

COPY PRINTS P534c

LANGUAGE CODES  
PRINT P534c (TYPICAL)

COPY PRINTS P534c

IMAGE PRINTS CMYK  
FROM SUPPLIED  
PHOTOSHOP FILE:  
70480\_Acuvue\_TearDropDark\_RevitaLensEdit\_HR.psd  
WITH SPOT UV GLOSS VARNISH

BARCODE PRINTS BLACK

COPY PRINTS WHITE  
OUT OF P284c WITH  
UV SPOT GLOSS VARNISH


COPY PRINTS P284c WITH  
UV SPOT GLOSS VARNISH ON  
'RevitaLens'

COPY/FILL VOLUME  
PRINTS P534c



# INSIDE PRINT

ISSUED



INSIDE COPY AND  
LANGUAGE CODES  
PRINT BLACK  
(TYPICAL)

LOT/EXP SYMBOLS PRINT P534c (NO VARNISH)

COPY PRINTS WHITE OUT OF 100M

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c (TYPICAL)

ACUVUE NAME-STYLE PRINTS P534c  
WITH UV SPOT GLOSS VARNISH

SYMBOLS PRINT WHITE OUT OF P284c

CE MARK SIZE/PROPORTIONS  
COMPLIES WITH EUROPEAN  
MEDICAL DEVICES DIRECTIVE  
93/42/EEC Annex XII.

BACK

LEFT

FRONT

RIGHT

ISSUED

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c

Part No. PRINTS P534c

LANGUAGE CODES PRINT P534c (TYPICAL)

COPY PRINTS P534c

BARCODE PRINTS BLACK

IMAGE PRINTS CMYK FROM SUPPLIED PHOTOSHOP FILE: 70480\_Acuvue\_TeardropDark\_RevitaLensEdit\_HR.psd WITH SPOT UV GLOSS VARNISH

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c WITH UV SPOT GLOSS VARNISH

**FR** GRANDE EFFICACITÉ DÉCONTAMINANTE ET CONFORT TOUTE LA JOURNÉE

Pour lentilles de contact en silicone hydrogel et souples

La solution désinfectante multifonctions ACUVUE™ RevitaLens nettoie, rince, décontamine, conserve, élimine les dépôts de surface, y compris les lipides et les protéines, et réhydrate les lentilles de contact souples.

**Contenu :** 1 flacon 300ml et 1 étui à lentilles.

**Attention :** Voir dans la boîte pour les instructions d'utilisation.

**MISES EN GARDE :** Toutes les instructions doivent être suivies, afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave. En cas d'irritation oculaire, retirez immédiatement les lentilles de contact et consultez votre ophtalmologue.

Ne pas mettre la solution désinfectante multifonctions ACUVUE™ RevitaLens directement dans les yeux.

**Précautions :** Lire et conserver la notice pour connaître la liste complète des précautions et des instructions d'utilisation • Ne pas utiliser en cas de détérioration ou d'absence du scellé du bouchon • Ne pas rincer les lentilles ni leur étui à l'eau du robinet • Tenir ce produit hors de portée des enfants.

**Composants :** Aléxidine 0,00016 % ; polyquaternium-1 0,0003 % ; acide borique ; tétraborate de sodium décahydrate ; TETRONIC 904 ; édétate disodique (EDTA) ; citrate dihydrate trisodique ; chlorure de sodium ; eau purifiée.

**IT** DISINFESTIONE OTTIMA E CONFORT PER TUTTO IL GIORNO

Per lenti in Silicone idrogel e lenti a contatto morbide

La soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens pulisce, risciacqua, disinfetta, conserva, rimuove i depositi superficiali, lipidi e proteine inclusi, e reidrata le lenti a contatto morbide.

**Contenuto :** 1 flacone da 300ml e 1 contenitore portalenti

**Attenzione:** per le istruzioni per l'uso vedere l'interno della confezione.

**AVVERTENZE:** seguire tutte le istruzioni. In caso contrario possono insorgere gravi infezioni o lesioni oculari. In caso di irritazione oculare interrompere immediatamente l'uso delle lenti a contatto e rivolgersi al proprio oculista di fiducia.

Non versare la soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens direttamente negli occhi.

**Precauzioni:** Per l'elenco completo delle precauzioni e delle istruzioni per l'uso leggere e conservare il foglio illustrativo • Non utilizzare se il sigillo antimanomissione è assente o danneggiato • Non sciocquare le lenti o il contenitore portalenti con acqua di rubinetto • Tenere fuori dalla portata dei bambini

**Ingredienti:** Aléxidina 0,00016%; poliquaternium-1 0,0003%; acido borico; borato di sodio decadrico; TETRONIC 904; sale di edrato dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA); trisodio citrato diidrato; cloruro di sodio; acqua purificata.

XXXXX XX XXX  
AM61493GM10E

**NL** UITSTEKENDE DESINFECTIE- en COMFORT VOOR VOLLEDIG COMFORT

Voor siliconen hydrogel en zachte contactlenzen

ACUVUE™ RevitaLens Desinfecterende multifunctionele contactlensreinigings-, spoel-, desinfecterende, bewaard-, verwisselend oplosmiddel voor het opvoeren. Inclusief linnen en eiwitten, en maakt zachte contactlenzen opnieuw nat.

**Inhoud:** 1 x 300ml fles en 1 lenz houder

**Let op:** zie de binnenzijde van de verpakking voor de gebruiksaanwijzing.

**WAARSCHUWINGEN:** Alle aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt, kan dit tot ernstige oogirritatie of oogletsel leiden. Indien er oogirritatie optreedt, mag u de lens niet meer gebruiken en moet u contact opnemen met uw oogarts.

**Spuit ACUVUE™ RevitaLens Desinfecterende multifunctionele contactlensreinigings- en spoel- en desinfecterende bewaard-, verwisselend oplosmiddel niet direct in uw oog.**

**Voorzorgsmaatregelen:** Lees voor een volledige lijst met voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies de bijluter en bewaar deze • Het product niet gebruiken wanneer de veiligheidsverpakking verbroken is of wanneer deze ontbreekt • Spoel of bewaar uw lenzen/lenshouder niet met kraanwater • Buiten het bereik van kinderen bewaren

**Bestanddelen:** Aléxidine 0,00016%; polyquaternium-1 0,0003%; borzuur; natriumborfaat-decahydraat; TETRONIC 904; ethyleendiaminetetra-zijnzuur (EDTA); trinitiumchloride dihydraat; natriumchloride en gezuiverd water.

NEW to the ACUVUE® Family!

ACUVUE

RevitaLens  
Multi-Purpose Disinfecting Solution

EXCEPTIONAL DISINFESTION AND ALL-DAY COMFORT  
GRANDE EFFICACITÉ DÉCONTAMINANTE ET CONFORT TOUTE LA JOURNÉE

For silicone hydrogel & soft contact lenses  
Pour lentilles de contact en silicone hydrogel et souples

300ml with Lens Case

COPY/FILL VOLUME PRINTS P534c

COPY PRINTS P284c WITH UV SPOT GLOSS VARNISH ON 'RevitaLens'

ACUVUE™ MULTI-PURPOSE DISINFECTING SOLUTION  
RevitaLens

300ml with Lens Case  
No: 94325GM

LOT

**DE** HERAUSRAGENDE DESINFESTATIONSLEISTUNG UND GANZTÄGIGER KOMFORT

Für Silikonhydrogel- und weiche Kontaktlinsen

ACUVUE™ RevitaLens All-in-One-Desinfektionslösung dient zur Reinigung zum Abpolieren, zur Desinfektion, Aufrechterhaltung, Entfernung von Ablagerungen einschließlich Lipiden und Proteinen sowie zur Benetzung von weichen Kontaktlinsen.

**Inhalt:** 1 x 300-ml-Flasche und 1 Kontaktlinsenbehälter

**Achtung:** Die Gebrauchsanweisung finden Sie in der Schachtel.

**WAHRNUNGSWEISE:** Bitte befolgen Sie alle Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können schwerwiegende Augeninfektionen oder Verletzungen auftreten. Falls Augenreizungen auftreten, Kontaktlinsen unverzüglich abnehmen und Augenarzt aufsuchen.

ACUVUE™ RevitaLens All-in-One-Desinfektionslösung nicht direkt ins Auge geben!

**Vorsichtsmaßnahmen:** Bitte beachten Sie die Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf. Sie enthält eine vollständige Liste der Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen • Bitte verwenden Sie die Lösung nicht, wenn die Sicherheitsverpackung beschädigt ist oder fehlt • Kontaktlinsen nicht in Leitungswasser aufbewahren und Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen • Für Kinder unzugänglich aufbewahren

**Inhaltsstoffe:** Aléxidin 0,00016 %; Polyquaternium-1 0,0003 %; Boräure; Natriumborfatdecahydrat; TETRONIC 904; Edetatnatrium (EDTA); Trinitiumchloridhydrat; Natriumchlorid; gereinigtes Wasser.

STERILE

CE 0123

AMO Ireland  
Block 9, Lifford Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

TETRONIC is a trademark of BASF Corporation.  
© Johnson & Johnson Vision Care Companies 2019  
www.acuvue.com

5 050474 105928

LOT/EXP SYMBOLS PRINT P534c (NO VARNISH)

COPY PRINTS WHITE OUT OF 100M

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c (TYPICAL)

ACUVUE NAME-STYLE PRINTS P534c, EMBOSSED WITH SPOT UV GLOSS VARNISH

SYMBOLS PRINT WHITE OUT OF P284c

CE MARK SIZE/PROPORTIONS COMPLIES WITH EUROPEAN MEDICAL DEVICES DIRECTIVE 93/42/EEC Annex XII.

**DE ANWEISUNGEN ZUR KONTAKTLINSENDESINFESTION**

- Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab, um die Gefahr einer Infektion zu verringern.
- Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen nach dem Abnehmen, indem Sie 3 oder mehr Tropfen der Lösung auf eine Seite der Kontaktlinse geben.
- REIBEN Sie die Kontaktlinse vorsichtig 2 bis 4 Sekunden lang von der Mitte bis zum Rand. Achten Sie darauf, nicht in kreisförmigen Bewegungen zu reiben.
- Drehen Sie die Kontaktlinse um und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.
- SPÜLEN Sie die Kontaktlinse von beiden Seiten 5 Sekunden lang mit frischer Lösung ab. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter und füllen Sie diesen mit der Lösung. Verschließen Sie den Behälter fest.
- BELASSEN Sie die Kontaktlinsen mindestens 6 Stunden zur Desinfektion, Reinigung und Entfernung von Proteinen in der Lösung.

**Achtung:** Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsengflagesystem nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.

**IT ISTRUZIONI PER LA DISINFESTIONE DELLE LENTI A CONTATTO**

- Lavare le mani con sapone e acqua calda e asciugarle con un panno privo di pelucchi per ridurre il rischio di contrarre infezioni.
- Dopo aver rimosso le lenti a contatto, pulire e disinfettare le lenti versando 3 o più gocce di soluzione su un lato della superficie delle lenti.
- STROFINARE delicatamente le lenti con un movimento non circolare dal centro verso l'esterno per 2-4 secondi.
- Girare le lenti e ripetere i passaggi 2 e 3.
- SCIACQUARE entrambi i lati della lente per almeno 5 secondi con soluzione fresca. Rigirare le lenti nel contenitore portalenti e riempirlo con la soluzione. Chiudere bene il contenitore.
- TENERE IN IMMERSIONE le lenti per almeno 6 ore per un'azione disinfettante, detergente e per la rimozione di proteine.

**Attenzione:** Non cambiare il proprio sistema di manutenzione delle lenti a contatto senza aver prima consultato l'ottico di fiducia.

**NL AANWIJZINGEN VOOR HET DESINFESTEREN VAN CONTACTLENZEN**

- Was uw handen met zeep en warm water en droog ze af met een pluisvrije handdoek om de kans op infectie te verminderen.
- Na het verwijderen van uw contactlenzen, reinigt en desinfecteert u uw lenzen door 3 of meer druppels van de oplossing op één zijde van het lensoppervlak aan te brengen.
- POETS de lens voorzichtig in een niet-irkelvormige beweging van het midden naar de rand gedurende 2 tot 4 seconden.
- Draai de lens om en herhaal stap 2 en 3.
- SPOEL beide kanten van de lens gedurende 5 seconden met niet-gebruikte oplossing. Plaats de lenzen in een schone lenz houder en vul deze met oplossing. Sluit de houder stevig en vul met oplossing.
- WEEK de lenzen minimaal 6 uur om ze te desinfecteren, reinigen en eiwitafslag te verwijderen.

**Let op:** Gebruik geen ander lens-verzorgingssysteem zonder uw oogarts om advies te vragen.

**FR** CONSIGNE DE DÉCONTAMINATION DES LENTILLES DE CONTACT

- Se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude et les sécher avec une serviette non pelucheuse pour réduire le risque d'infection.
- Après avoir retiré les lentilles de contact, nettoyer et décontaminer les lentilles en plaçant 3 gouttes ou plus de solution d'un côté de la surface de la lentille.
- FROTTER délicatement la lentille d'un mouvement non circulaire du centre vers les bords pendant 2 à 4 secondes.
- Retourner les lentilles et répéter les étapes 2 et 3.
- RINLER chaque côté de la lentille pendant 5 secondes avec une solution fraîche. Placer les lentilles dans un étui à lentilles propre et remplir de solution. Bien fermer l'étui.
- LAISSER TREMPER pendant au moins 6 heures pour assurer la désinfection, le nettoyage et l'élimination des protéines.

**Attention :** Ne pas changer votre système d'entretien des lentilles de contact sans consulter votre ophtalmologue.

INSIDE COPY AND LANGUAGE CODES PRINT BLACK

# ISSUED

Soft-touch matte varnish to carton outside as indicated

BACK

LEFT

FRONT

RIGHT

TOP

IMAGE PRINTS CMYK FROM SUPPLIED PHOTOSHOP FILE:  
70480\_Acuvue\_TearDropDark\_RevitaLensEdit\_HR.psd  
WITH SPOT UV GLOSS VARNISH

Part No. PRINTS P534c

LANGUAGE CODES  
PRINT P534c (TYPICAL)

COPY PRINTS P534c

**DE** HERAUSRAGENDE DESINFIZIONSLEISTUNG UND GANZTÄGIGER KOMFORT  
Für Silikonhydrogel- und weiche Kontaktlinsen  
ACUVUE™ RevitaLens All-in-One-Desinfektionslösung dient zur Reinigung, zum Abspülen, zur Desinfektion, Aufbewahrung, Entfernung von Ablagerungen einschließlich Lipiden und Proteinen sowie zur Benetzung von weichen Kontaktlinsen.  
**Inhalt:** 2 x 300-ml-Flaschen und 2 Kontaktlinsenbehälter  
**WARNHINWEISE:** Bitte befolgen Sie alle Anweisungen. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen können schwerwiegende Augeninfektionen oder Verletzungen auftreten. Falls Augenreizungen auftreten, Kontaktlinsen unverzüglich abnehmen und Augenarzt aufsuchen.  
ACUVUE™ RevitaLens All-in-One-Desinfektionslösung nicht direkt ins Auge geben.  
**Vorsichtsmaßnahmen:** Bitte beachten Sie die Packungsbeilage und bewahren Sie sie auf. Sie enthält eine vollständige Liste der Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen. • Bitte verwenden Sie die Lösung nicht, wenn die Sicherheitsversiegelung beschädigt ist oder fehlt. • Kontaktlinsen nicht in Leitungswasser aufbewahren und Kontaktlinsen oder Kontaktlinsenbehälter nicht mit Leitungswasser spülen. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
**Inhaltsstoffe:** Alexidine 0,00016 %; Polyquaternium-1 0,0003 %; Borsäure; Natriumboratedecahydrat; TETRONIC 904; Ederatdinatrium (EDTA); Trietanolammoniumchlorid; Natriumchlorid; gereinigtes Wasser.  
**ANWEISUNGEN ZUR KONTAKTLINSENDESINFIZION**  
1. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch ab, um die Gefahr einer Infektion zu verringern.  
2. Reinigen und desinfizieren Sie Ihre Kontaktlinsen nach dem Abnehmen, indem Sie 3 oder mehr Tropfen der Lösung auf eine Seite der Kontaktlinse geben.  
3. REIBEN Sie die Kontaktlinse vorsichtig 2 bis 4 Sekunden lang von der Mitte bis zum Rand. Achten Sie darauf, nicht in kreisförmigen Bewegungen zu reiben.  
4. Drehen Sie die Kontaktlinse um und wiederholen Sie Schritt 2 und 3.  
5. SPÜLEN Sie die Kontaktlinse von beiden Seiten 5 Sekunden lang mit frischer Lösung ab. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Kontaktlinsenbehälter und füllen Sie diesen mit der Lösung. Verschließen Sie den Behälter fest.  
6. BELASSEN Sie die Kontaktlinsen mindestens 6 Stunden zur Desinfektion, Reinigung und Entfernung von Proteinen in der Lösung.  
**Achtung:** Wechseln Sie Ihr Kontaktlinsenspleßsystem nicht ohne Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.

**FR** GRANDE EFFICACITÉ DÉCONTAMINANTE ET CONFORT TOUTE LA JOURNÉE  
Pour lentilles de contact en silicone hydrogel et souples  
La solution désinfectante multifonctions ACUVUE™ RevitaLens nettoie, rince, décontamine, conserve, élimine les dépôts de surface, y compris les lipides et les protéines, et réhydrate les lentilles de contact souples.  
**Contenu :** 2 flacons 300ml et 2 étuis à lentilles.  
**MISES EN GARDE :** Toutes les instructions doivent être suivies, afin d'éviter tout risque d'infection ou de lésion oculaire grave. En cas d'irritation oculaire, retirez immédiatement les lentilles de contact et consultez votre ophtalmologue.  
Ne pas mettre la solution désinfectante multifonctions ACUVUE™ RevitaLens directement dans les yeux.  
**Précautions :** Lire et conserver la notice pour connaître la liste complète des précautions et des instructions d'utilisation. • Ne pas utiliser en cas de détérioration ou d'absence du sceau du bouchon. • Ne pas rincer les lentilles ni leur étui à l'eau du robinet. • Tenir ce produit hors de portée des enfants.  
**Composants :** Alexidine 0,00016 % ; Polyquaternium-1 0,0003 % ; acide borique ; tétraborate de sodium décahydraté ; TETRONIC 904 ; edérate disodique (EDTA) ; citrate trisodique dihydraté ; chlorure de sodium ; eau purifiée.  
**CONSIGNES DE DÉCONTAMINATION DES LENTILLES DE CONTACT**  
1. Se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude et les sécher avec une serviette non pelucheuse pour réduire le risque d'infection.  
2. Après avoir retiré les lentilles de contact, nettoyer et décontaminer les lentilles en plaçant 3 gouttes ou plus de solution d'un côté de la surface de la lentille.  
3. FROTTER délicatement la lentille d'un mouvement non circulaire du centre vers les bords pendant 2 à 4 secondes.  
4. Retourner les lentilles et répéter les étapes 2 et 3.  
5. RINCER chaque côté de la lentille pendant 5 secondes avec une solution fraîche. Placer les lentilles dans un étui à lentilles propre et remplir de solution. Bien fermer l'étui.  
6. LAISSER TREMPER pendant au moins 6 heures pour assurer la décontamination, le nettoyage et l'élimination des protéines.  
**Attention :** Ne pas changer votre système d'entretien des lentilles de contact sans consulter votre ophtalmologue.

**IT** DISINFIZIONE OTTIMA E CONFORT PER TUTTO IL GIORNO  
Per lenti in silicone idrogel e lenti a contatto morbide  
La soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens pulisce, riscalda, disinfecta, conserva, rimuove i depositi superficiali, lipidi e proteine inclusi e ricicla le lenti a contatto morbide.  
**Contenuto:** 2 flaconi da 300 ml e 2 contenitori portalenti.  
**AVVERTENZE:** Seguire tutte le istruzioni. In caso contrario possono insorgere gravi infezioni o lesioni oculari. In caso di irritazione oculare interrompere immediatamente l'uso delle lenti a contatto e rivolgersi al proprio oculista di fiducia.  
Non versare la soluzione disinfettante multiuso ACUVUE™ RevitaLens direttamente negli occhi.  
**Precauzioni:** Per l'elenco completo delle precauzioni e delle istruzioni per l'uso leggere e conservare il foglio illustrativo. • Non utilizzare se il sigillo antimanomissione è assente o danneggiato. • Non sciacquare né conservare le lenti o il contenitore portalenti con acqua di rubinetto. • Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
**Ingredienti:** Alexidine 0,00016%; polyquaternium-1 0,0003%; acido borico; borato di sodio decaidrato; TETRONIC 904; sale disodico dell'acido ederatiemmotetraacetico (EDTA); trisodio citrato diidrato; cloruro di sodio; acqua purificata.  
**ISTRUZIONI PER LA DISINFIZIONE DELLE LENTI A CONTATTO**  
1. Lavare le mani con sapone e acqua calda e asciugarle con un panno privo di pelucchi per ridurre il rischio di contrarre infezioni.  
2. Dopo aver rimosso le lenti a contatto, pulire e disinfettare le lenti versando 3 o più gocce di soluzione su un lato della superficie delle lenti.  
3. STROFINARE delicatamente le lenti con un movimento non circolare dal centro verso l'esterno per 2-4 secondi.  
4. Girare le lenti e ripetere i passaggi 2 e 3.  
5. SCIACQUARE entrambi i lati della lente per almeno 5 secondi con soluzione fresca. Riporre le lenti nel contenitore portalenti e riempirlo con la soluzione. Chiudere bene il contenitore.  
6. TENERE IN IMMERSIONE le lenti per almeno 6 ore per un'azione disinfettante, detergente e per la rimozione di proteine.  
**Attenzione:** Non cambiare il proprio sistema di manutenzione delle lenti a contatto senza aver prima consultato l'ottico di fiducia.

XXXXX XX XXX  
AM61495RH10E

ACTUAL FILL

**NL** UITSTEKENDE DESINFECTIEMIDDEL VOOR LANGDURIG COMFORT  
Voor silicone hydrogel en zachte contactlenzen  
ACUVUE™ RevitaLens Desinfecterende all-in-one contactlensvloeistof reinigt, spoelt, desinfecteert, bewaart, verzacht aanzienlijk op het oppervlak, inclusief lipiden en eiwitten, en bevochtigt zachte contactlenzen opnieuw.  
**Inhoud:** 2 x 300ml flessen en 2 lenzhouders  
**WAARSCHUWINGEN:** Alle aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Indien dit niet gebeurt, kan dit tot ernstige ooginfectie of oogletsel leiden. Indien er oogirritatie optreedt, mag u de lens niet meer gebruiken en moet u contact opnemen met uw oogarts.  
Stop ACUVUE™ RevitaLens multifunctionele desinfectieoplossing niet direct in uw oog.  
**Voorzorgmaatregelen:** Lees voor een volledige lijst met voorzorgsmaatregelen en gebruiksvorschrift de bijluter en bewaar deze. • Niet product niet gebruiken wanneer het veiligheidszegel verbroken is of wanneer deze ontbreekt. • Spoel of bewaar uw lenzen/lenzhouder niet met kraanwater. • Buiten het bereik van kinderen bewaren.  
**Bestanddelen:** Alexidine 0,00016%, polyquaternium-1 0,0003%, borsuur, natriumboraaat-decahydraat, TETRONIC 904, ethyleendiaminetetraacetaat (EDTA), natriumcitraat, natriumchloride en gezuiverd water.  
**AANWIJZINGEN VOOR HET DESINFECTEREN VAN CONTACTLENZEN**  
1. Was uw handen met zeep en warm water en droog ze af met een pluisvrije handdoek om de kans op infectie te verminderen.  
2. Na het verwijderen van uw contactlenzen, reinigt en desinfecteert u uw lenzen door 3 of meer druppels van de vloeistof op één zijde van het lensoppervlak aan te brengen.  
3. WRIJF de lens voorzichtig in een niet-cirkelvormige beweging van het midden naar de randen gedurende 2 tot 4 seconden.  
4. Draai de lens om en herhaal stap 2 en 3.  
5. SPOEL beide kanten van de lens gedurende 5 seconden met verse vloeistof. Plaats de lenzen in een schone lenzhouder en vul deze met oplossing. Sluit de houder stevig.  
6. WEEK de lenzen minimaal 6 uur om ze te desinfecteren, reinigen en verzachten te verwijderen.  
**Atentie!** Verander het onderhoudsysteem van uw contactlenzen niet zonder overleg met uw oogzorgspecialist.



ACUVUE™  
RevitaLens  
MULTI-PURPOSE  
DISINFECTING  
SOLUTION

2 x 300ml with 2 Lens Cases  
No: 94327RH

LOT:  
EXP:

NEW to the  
ACUVUE® Family!

2  
PACK

With 2 Lens  
Cases Inside!

Herausragende  
Desinfektionsleistung  
und ganztägiger  
Komfort  
Für Silikonhydrogel- und  
weiche Kontaktlinsen

RevitaLens  
Multi-Purpose Disinfecting Solution  
EXCEPTIONAL DISINFECTION  
AND ALL-DAY COMFORT

For silicone hydrogel & soft contact lenses

2 x 300ml with 2 Lens Cases

COPY PRINTS WHITE  
OUT OF P284c WITH  
UV SPOT GLOSS VARNISH

COPY/FILL VOLUME  
PRINTS P534c

COPY PRINTS P284c WITH  
UV SPOT GLOSS VARNISH ON  
'RevitaLens'

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c

ACUVUE NAME-STYLE  
PRINTS P534c EMBOSSED  
WITH SPOT UV GLOSS VARNISH

LOT/EXP SYMBOLS PRINT P534c (NO VARNISH)

COPY PRINTS WHITE  
OUT OF 100M

COPY PRINTS WHITE OUT OF P284c (TYPICAL)

SYMBOLS PRINT  
WHITE OUT OF P284c

CE MARK SIZE/PROPORTIONS  
COMPLIES WITH EUROPEAN  
MEDICAL DEVICES DIRECTIVE  
93/42/EEC Annex XII.

BARCODE PRINTS BLACK

**EN** EXCEPTIONAL DISINFECTION AND ALL-DAY COMFORT  
For silicone hydrogel and soft contact lenses  
ACUVUE™ RevitaLens Multi-Purpose Disinfecting Solution cleans, rinses, disinfects, stores, removes surface deposits, including lipids and proteins, and re-wets soft contact lenses.  
**Contents:** 2 x 300ml bottle and 2 lens cases  
**WARNINGS:** All instructions must be followed. Failure to do so may result in serious eye infection or injury. If eye irritation occurs immediately discontinue lens wear and contact your eye care professional.  
Do not put ACUVUE™ RevitaLens Multi-Purpose Disinfecting Solution directly into your eye.  
**Precautions:** Read and retain the leaflet for a full list of precautions and instructions for use. • Do not use if tamper-evident seal is broken or missing. • Do not rinse or store your lenses/lens case with tap water. • Keep out of reach of children.  
**Ingredients:** Alexidine 0.00016%, Polyquaternium-1 0.0003%, Boric acid, Sodium borate decahydrate, TETRONIC 904, Ederate disodium (EDTA), Triodium citrate dihydrate, Sodium chloride and Purified water.  
**DIRECTIONS FOR CONTACT LENS DISINFECTION**  
1. Wash hands with soap & warm water and dry with a lint-free towel to reduce the chance of getting an infection.  
2. After removing your contact lenses, clean and disinfect your lenses by placing 3 or more drops of solution on one side of lens surface.  
3. RUB lens gently in a non-circular motion from the center to the edges for 2 to 4 seconds.  
4. Turn the lens over and repeat steps 2 & 3.  
5. RINSE each side of lens for 5 seconds with fresh solution. Place lenses in clean lens case and fill with solution. Close case tightly.  
6. SOAK lenses for a minimum of 6 hours for disinfection, cleaning, and protein removal.  
**Attention:** Do not change your contact lens care system without consulting your eye care professional.


STERILE | ISO 9001 | ISO 13485 | CE 0123  
AMO Ireland  
Block 6, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland  
TETRONIC is a trademark of BASF Corporation.  
© Johnson & Johnson Vision Care Companies 2019  
www.acuvue.com

5 050474 1105829

# OUTSIDE PRINTING

# INSIDE PRINTING (OPTIONAL)

ISSUED



# OUTSIDE PRINTING

# INSIDE PRINTING (OPTIONAL)

ISSUED

