


PUMPEN- UND SCHWERKRAFTINFUSION

Infudrop® P



Infusionsgeräte mit manueller Belüftung für die Druck- und Schwerkraftinfusion

- Mikroglatte Einstechdorn
- Integrierte, verschleißbare, manuelle Belüftung mit hydrophobem und oleophobem Bakterienfilter
- Flexible, transparente Tropfkammer erlaubt die optische Kontrolle der Tropfenfolge und ermöglicht eine schnelle und leichte Einstellung des Flüssigkeitsspiegels (Abb. 1)
- Flüssigkeitsfilter zum Zurückhalten von Partikeln > 15 µm
- Präzisions-Rollenklemme
- Flexibles, transparentes Schlauchsystem
- Füllvolumen der Leitung ca. 7 ml je 1 m (Durchmesser 3,0 x 4,1 mm)
- Infudrop® P-BCV: erhöhte Sicherheit durch endständige Rückflusssperre (Abb. 2)
 - Schutz zur Vermeidung der möglichen Gefahren bei der Parallelinfusion, z. B. retrograde Förderung von Infusionslösungen in die Schwerkraftinfusion
 - Vermeidet den Blutrückfluss in das Infusionsgerät bei einer Infusionsunterbrechung
- Erhältlich mit kanülenfreiem, geschlossenem Zugangssystem K-NECT für intermittierende Injektion und Verbindungen ohne Kanülen (Abb.3)
- LuerLock
- Flow Stop-Kappe verhindert ein Auslaufen der Infusionslösung bei der Befüllung; vereinfacht dadurch die Infusionsvorbereitung und erhöht die Anwender- und Patientensicherheit durch reduziertes Kontaminationsrisiko

Artikel	Länge [cm]	Drehbarer LL	Flow Stop Kappe	Injektion	Rückflusssperre	VE (St.)	Art.-Nr.	PZN	HiMi.-Nr.
Infudrop® P	180					100	M48403520	09764489	-
Infudrop® P	230					100	M48403410	09764495	-
Infudrop® P BCV 3W	180		•	3-Wegehahn	•	100	M48403582	10266928	-
Infudrop® P BCV	150		•		•	100	M48403581	10087284	-
Infudrop® Air P-FS	180	•	•	K-NECT		100	M48413545	04620484	-
Infudrop® Air P-RS-FS	180	•	•	2 x K-NECT	•	100	M48413645	04620490	-

latex-frei
DEHP-frei

Tipps zur Handhabung der Infusionsgeräte finden Sie auf den Seiten 60–61