

### **Flocare® Infinity™ Flaschen/Pack Überleitgerät**

Das Flocare® Infinity™ Flaschen/Pack Überleitgerät für die Flocare® Infinity™ Ernährungspumpe kann mit dem ENFit Anstechdorn für alle Nutricia Nahrungsbeutel und Flocare® Container sowie für alle anderen vorgefüllten Sondennahrungsbeutel, die nicht von Nutricia sind, verwendet werden. Das Überleitgerät kann zudem mit dem Flaschenadapter an Weithals-, Kronkorken- und Babyflaschen angeschlossen werden.

Es besteht die Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungssonden durch den ENFit-Konnektor. Das Flocare® Infinity™ Flaschen/Pack Überleitgerät für die Flocare® Infinity™ Ernährungspumpe ist nicht kompatibel mit Luer- und ENLock Sonden.

#### Produktmerkmale:

- Mit ENFit Anstechdorn für vorgefüllte Sondennahrungsbeutel (Pack) und Flocare® Container
- Anschlussmöglichkeit an alle handelsüblichen Ernährungssonden durch ENFit Konnektor => inkompatibel mit Luer- und ENLock Sonden.
- Mit Pumpsegment (Kassette) für die Infinity™ Ernährungspumpe und klarer Tropfkammer sowie 3-Wege-Hahn zur Verabreichung von Medikamenten
- Geeignet für ENFit Spritzen, inkompatibel mit Luer-Spritzen und enteralen Dispensern
- inkl. separater Halterung für Flaschen mit 500 ml Inhalt

#### Bestellinformation:

Bezeichnung	PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	HiMi.-Nr.	VPE
Flocare Infinity Flaschen/Pack Überleitgerät	11289334	589825	89824	03.99.07.2055	30 St.

Anwendungshinweis: Alle Überleitgeräte bis zu 24 Stunden benutzbar