

Cerulysin Ohrenspray

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen. Wenden Sie dieses Produkt immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an. Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese nochmals lesen.

Anwendungsgebiete:

Cerulysin ist ein sicheres und wirksames Mittel zum Entfernen und Lösen des Ohrenschmalzes (Cerumen).

Cerulysin regelmäßig verwendet, entfernt die Ohrenschmalz-Reste und beugt einer Verstopfung des Ohres vor.

Cerulysin erleichtert das Aufweichen der verhärteten Ohrenschmalzpfropfen. Um eine geplante Ohrenspülung zu erleichtern, wird empfohlen, das Präparat 30 Minuten vor dem Arztbesuch zu verwenden

Cerulysin ist für Erwachsene und Kinder ab 3 Monaten geeignet.

Dosierung:

In jedes Ohr maximal zwei Sprühstöße dreimal täglich.

Maximal fünf Tage hintereinander wiederholen.

Die größte Wirksamkeit kann durch die Anwendung vor der Nachtruhe erzielt werden.

Um eine geplante Ohrenspülung zu erleichtern, wird empfohlen, das Präparat 30 Minuten vor dem Arztbesuch zu verwenden.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeiten gegen die Inhaltsstoffe von Cerulysin Ohrenspray.

Patienten mit einem perforiertem Trommelfell oder Ohrenschmerzen dürfen das Präparat nur unter ärztlicher Aufsicht anwenden.

Nebenwirkungen:

Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Hinweise zur Anwendung:

Das Fläschchen mit dem Präparat in der Hand zu Körpertemperatur aufwärmen.

Warnhinweise und zusätzliche Informationen:

Cerulysin ist ausschließlich für den persönlichen Bedarf.

Cerulysin stets verschlossen und für Kinder außerhalb der Reichweite und Sichtweite aufbewahren.

Cerulysin nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Cerulysin nach Anbruch innerhalb von einem Monat aufbrauchen.

Cerulysin möglichst stehend und bei Raumtemperatur (nicht über 30 °C) aufbewahren.

Cerulysin ist ausschließlich für die Anwendung im Ohr vorgesehen.

Cerulysin ist ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EEC.

Zusammensetzung:

Aqua purificata, Glycerin, Sodium bicarbonate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

Packungsgröße: 15ml



Hersteller:
Axpharm Sp. z o.o.
Kozietulskiego 36
85-657 Bydgoszcz

Vertrieb:
Biobridge Europe GmbH
Zu den Eichen 5
D – 167272 Oberkrämer
[www. biobridgeeurope.com](http://www.biobridgeeurope.com)
www.cerulysin.de

Letzte Aktualisierung der Gebrauchsanweisung 10.01.2019