



STADA

Product: **Mobiflex Classic**

Packaging: **Gi**

Mat.-No.: **MOBall/12/15_EU**

Manufacturer: **EUROGENERICS**

Art.-No.: -

Size: **145 x 297**

Font-size: **10 pt**

PZN/EAN: -

Laetus-Code:

Collating mark: -

1. Colour: ■ **PANTONE 2757 U**

2. Colour: ■ -

3. Colour: ■ -

4. Colour: ■ -

5. Colour: ■ -

6. Colour: ■ -

7. Colour: ■ -

8. Colour: ■ -

Version: **1. Umlauf** Date: **14.12.2015**

Agency: -

Graphic made by: **HS**

Approved:

Mobiflex® CLASSIC

GUT FÜR DIE GELENKE*

Ihr Arzt oder Apotheker hat Ihnen dieses Produkt empfohlen.
Vielen Dank, dass Sie sich für Mobiflex® Classic entschieden haben.

Mobiflex® Classic ist ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel und enthält UC-II® mit nativem Kollagen Typ II, Vitamin C* und Mangan.

Aufgrund von Alter, Übergewicht, Sport oder körperlicher Anstrengung können Gelenke empfindlich werden und in ihrer Mobilität und Flexibilität beeinträchtigt sein. Zur Erhaltung einer gesunden Gelenksfunktion ist daher eine ausreichende Versorgung mit Vitalstoffen besonders wichtig.

Mobiflex® Classic Filmtabletten enthalten eine optimale Kombination aus UC-II®, Vitamin C und Mangan. UC-II® ist ein patentierter Kollagen-Komplex mit nativem Kollagen Typ II.

Die **einzigartige Zusammensetzung** von Mobiflex® Classic enthält:

Vitamin C

Der Vitalstoff **Vitamin C*** ist besonders wichtig für eine **gesunde Gelenksfunktion und trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen**. Weiters unterstützt Vitamin C die für den Gelenksknorpel und den Knochen wichtige **Kollagenbildung**. So trägt es zu einer normalen Funktion des Knorpels und Gesunderhaltung des Knochens bei.

Mangan

Mangan trägt zur normalen **Bindegewebsbildung** bei und leistet einen wertvollen Beitrag für den **Erhalt normaler Knochen**.

Natives Kollagen

Kollagen ist ein natürlicher Baustoff des Bindegewebes und des Knorpels. Es gibt verschiedene Arten von Kollagenen. Kollagen vom Typ II ist der Hauptbestandteil des menschlichen Knorpels in unseren Gelenken.

Mobiflex® Classic enthält **UC-II® mit nativem Kollagen Typ II**, welches durch ein spezielles patentiertes Herstellungsverfahren bei niedrigen Temperaturen aus Hühnerknorpeln gewonnen wird. Dadurch bleibt die besondere Struktur (Dreifachhelix) erhalten.

Gute Gründe für Mobiflex® Classic:

- Kleine Filmtablette, leicht zu schlucken
- Nur eine Filmtablette täglich
- Ohne Zucker (Saccharose), Fructose, Lactose, Hefe, Gluten

Verzehrempfehlung:

Täglich 1 Filmtablette auf nüchternen Magen (2 Stunden vor oder nach einer Mahlzeit).

Der Verzehr wird für den Zeitraum von mindestens 3 Monaten empfohlen. Eine regelmäßige Nahrungsergänzung über einen längeren Zeitraum ist empfehlenswert.

Inhaltsstoffe:

	pro 1 Filmtablette	RDA**
Vitamin C	12 mg	15 %
Mangan	2 mg	100 %
UC-II® Kollagen mit nativem Kollagen Typ II	40 mg	-

** RDA = Referenzwerte für die tägliche Zufuhr

Zutaten:

Füllstoffe: Monocalciumphosphat, mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose; 40 mg UC-II Kollagen mit nativem Kollagen Typ II ; 16,21 mg Manganguconat (entspricht 2 mg Mangan); 13,5 mg Natriumascorbat (entspricht 12 mg Vitamin C); Stabilisator: Kaliumchlorid; Trennmittel: Carboxymethylcellulose, Siliziumdioxid, Stearinsäure, Talkum; Farbstoff: Titandioxid; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Überzugsmittel Bienenwachs.

Mobiflex® Classic ist in 3 Packungsgrößen erhältlich: 30 Stück, 60 Stück und 90 Stück

Inhalt:

30 Stück cremefarbene, runde Filmtabletten

60 Stück cremefarbene, runde Filmtabletten

90 Stück cremefarbene, runde Filmtabletten

Zu beachten:

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung aufbewahren.

Hinweis für Menschen mit Hühnereweißallergie: UC-II® wird aus Hühnerknorpeln gewonnen und kann daher Spuren von *Hühnereweiß* enthalten.

Nur in Apotheken erhältlich.

Für weitere Fragen zu **Mobiflex® Classic** wenden Sie sich direkt an:

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36, 1190 Wien,
Tel.: +43 1 367 85 85 0
office@stada.at
www.mobiflex.at

STADA wünscht **ALLES GUTE** für Ihre Gesundheit!

Stand der Information: Dezember 2015

