



Product: Mobiflex Care
Packaging: Gi
Mat.-No.: MOBCA_03/18
Manufacturer: EUROGENERICS Art.-No.: -
Size: 145x297
Font-size: 9 pt
PZN/ EAN: -
Laetus-Code: -
Collating mark: -
1. Colour: ■ PANTONE 2757 U
2. Colour: ■ -
3. Colour: ■ -
4. Colour: ■ -
5. Colour: ■ -
6. Colour: ■ -
7. Colour: ■ -
8. Colour: ■ -
Version: 1. Umlauf Date: 19.04.18
Agency: -
Graphic made by: HS
Approved:

Mobiflex® CARE

GUT FÜR DIE KNORPELFUNKTION*

Ihr Arzt oder Apotheker hat Ihnen Mobiflex® Care empfohlen. Vielen Dank, dass Sie sich für Mobiflex® Care entschieden haben.

Mobiflex® Care ist ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel mit Soja- und Avocadoöl-Extrakt, UC-II® Kollagen mit nativem Kollagen Typ II, Vitamin C* und Mangan.

Aufgrund von Alter, Sport oder körperlichen Aktivitäten können Gelenke empfindlich werden und damit wird die Mobilität beeinträchtigt. Die empfindlichsten Gelenke sind jene in den Knien, Hüften und die kleinen Fingergelenke. Ein gesunder Knorpel ist von wesentlicher Bedeutung für die Mobilität der Gelenke. Die Knorpelsubstanz ist eine spezielle Art von Bindegewebe, das die Reibung zwischen beweglichen Gelenken reduziert oder sogar verhindert.

Die **einzigartige Zusammensetzung** von Mobiflex® Care enthält:

Vitamin C

Der Vitalstoff ***Vitamin C** ist besonders wichtig für eine **gesunde Knorpel- und Knochenfunktion**. Er unterstützt die für den Gelenksknorpel und den Knochen wichtige **Kollagenbildung**. So trägt Vitamin C zu einer normalen Funktion des Knorpels und Gesunderhaltung des Knochens bei. Zusätzlich **schützt Vitamin C die Zellen vor oxidativem Stress**.

Mangan

Mangan trägt zur normalen **Bindegewebsbildung** bei und leistet einen wertvollen Beitrag für den **Erhalt gesunder Knochen**.

Extrakte aus Soja- und Avocadoöl

Die natürlichen Extrakte werden aus Soja- und Avocadoöl gewonnen. Mobiflex® Care enthält diese Inhaltsstoffe im idealen Verhältnis: ein Drittel Avocadoöl-Extrakt und zwei Drittel Sojaöl-Extrakt.

Natives Kollagen

Kollagen ist ein natürlicher Baustoff des Bindegewebes und des Knorpels. Es gibt verschiedene Arten von Kollagenen. Kollagen vom Typ II ist der Hauptbestandteil des menschlichen Knorpels in unseren Gelenken.

Mobiflex® Care enthält **UC-II® mit nativem Kollagen Typ II**, welches durch ein spezielles patentiertes Herstellungsverfahren bei niedrigen Temperaturen aus Hühnerknorpeln gewonnen wird. Dadurch bleibt die besondere Struktur (Dreifachhelix) erhalten.

Gute Gründe für Mobiflex® Care:

- Nur eine Filmtablette täglich
- Zuckerfrei (ohne Saccharose, Fructose und Lactose)
- Glutenfrei
- Ohne Hefe

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe	pro 1 Filmtablette	NRV**
Vitamin C	12 mg	15 %
Mangan	1 mg	50 %
Avocado-/Sojaöl-Extrakt	300 mg	-
UC-II® Kollagen mit nativem Kollagen Typ II	40 mg	

** NRV= Referenzmenge für die tägliche Zufuhr

Verzehrempfehlung:

Täglich 1 Filmtablette zum Frühstück. Eine regelmäßige Nahrungsergänzung über einen längeren Zeitraum ist empfehlenswert.

Zutaten: Trennmittel: Mikrokristalline Cellulose; 300 mg Extrakte aus **Sojaöl** (2/3) und **Avocadoöl** (1/3) davon mind. 30 % Phytosterine; 40 mg UC-II Kollagen mit nativem Kollagen Typ II; Trennmittel: vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose; Trennmittel Siliciumdioxid; Trennmittel: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; 13,5 mg Natriumascorbat (entspricht 12 mg Vitamin C); 9,72 mg Mangangluconat (entspricht 1 mg Mangan); Überzugsmittel: Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, Talkum, Calciumcarbonat; Farbstoff Spirulina platensis Extrakt, echtes Karmin. Kann Spuren von Hühnereiweiß enthalten.

Mobiflex® Care ist in 2 Packungsgrößen erhältlich: 30 Stück und 90 Stück

Inhalt:

30 Stück blaue, längliche Filmtabletten mit beidseitigen Bruchkerben

90 Stück blaue, längliche Filmtabletten mit beidseitigen Bruchkerben

Zu beachten:

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie für eine gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung aufbewahren.

Allergene Zutaten: Soja. Hinweis für Menschen mit Hühnereiweißallergie: UC-II® wird aus Hühnerknorpeln gewonnen und kann daher Spuren von Hühnereiweiß enthalten.

Nur in Apotheken erhältlich.

Für weitere Fragen zu **Mobiflex® Care** wenden Sie sich direkt an:

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36, 1190 Wien,
Tel.: +43 1 367 85 85 0
office@stada.at
www.mobiflex.at

STADA wünscht **ALLES GUTE** für Ihre Gesundheit!

Stand der Information: April 2018

