

### Praktische Tipps:

- **Bei empfindlicher, unreiner oder gereizter Haut:**  
Die betroffenen Stellen mit Teebaumöl bestreichen oder einreiben. Sparsam anwenden, mehrmals täglich wiederholen.
- **Zur Kopfhautpflege bei Jucken und Schuppen:**  
5–10 Tropfen Teebaumöl ins Shampoo geben oder direkt in die Kopfhaut einmassieren.
- **Bei Fußgeruch und Fußschweiß:** Teebaumöl leicht massierend auftragen oder in ein Fußbad (ca. 3 l warmes Wasser) 10–20 Tropfen Teebaumöl geben. Teebaumöl ist auch der ideale Fußpflege-Schutz beim Besuch von Schwimmbädern und in der Sauna.
- **Als Zusatz in Cremes, Lotionen, Dusch- und Badegel 3–10 Tropfen Teebaumöl zugeben.**
- **Zur belebenden Massage:** Einige Tropfen auf die betroffenen Stellen geben und einmassieren. Ideal auch in Kombination mit Jojobaöl.
- **Zur Zahnfleischpflege und zur Vorbeugung von Mundgeruch:** 5–10 Tropfen Teebaumöl mit Wasser vermischen – die entsprechenden Stellen direkt beträufeln oder gut spülen.
- **Entspannend, wohltuend:** als Duftöl, als Zusatz für das Wannengbad (mit Jojobaöl oder Lotion als Emulgator mischen) und als Saunaaufguß.
- **Als schneller Helfer auf Reisen:** Am besten griffbereit im Kulturbeutel oder in der Handtasche mitführen. Zum Beispiel auch für die Abwehr von Insekten und zur Reinigung von Toiletten-sitzen.

### Bitte unbedingt beachten!

Nur äußerlich und verdünnt anwenden. Nicht in die Augen bringen. Vor Kindern schützen. Möglichst licht- und wärmegeschützt aufbewahren. Teebaumöl ist leicht entflammbar. Bei Anzeichen von Unverträglichkeit (z. B. Hautrötungen) geringer dosieren oder nicht mehr anwenden. Zur Vermeidung von möglichen Risiken bei allergieempfindlichen Personen, machen Sie bitte den „Armbeugetest“. Träufeln Sie 1–2 Tropfen Teebaumöl MA-100 in Ihre Armbeuge. Bei allergischen Reaktionen ist vom Gebrauch von Teebaumöl MA-100 abzusehen.


Das doppelt destillierte Teebaumöl MA-100 gibt es nur in Apotheken.

10 ml Standardpackung – PZN 023796 6  
30 ml Sparpackung – PZN 023797 2

EPI-3 Healthcare GmbH  
60322 Frankfurt am Main  
info@epi-3.de

[www.baders-gesundheit.de](http://www.baders-gesundheit.de)

Exklusiv in der Apotheke.



**100% Melaleuca alternifolia.**  
**Reines ätherisches Öl aus der Stammpflanze**  
**des australischen Teebaums.**

**Höhere Qualität**  
**durch doppelte Destillation.**

### Das Geheimnis der australischen Ureinwohner

Der Teebaum (botanisch: *Melaleuca alternifolia*) gilt als wahre „Wunderpflanze“. In der sumpfigen Küstenregion von New South Wales herrschen weltweit die besten Wachstumsbedingungen für den Teebaum.

Die Aborigines, die australischen Ureinwohner, kennen und nutzen seit Jahrtausenden die besonderen Pflege- und Schutzeigenschaften dieses einmaligen Myrtengewächses.

## Die Entdeckung des Teebaums

James Cook entdeckte während seiner Weltumsegelung an der australischen Ostküste kräftige Bäume, deren Blätter – als Tee zubereitet – ein würzig-aromatisches und äußerst bekömmliches Getränk ergaben. Daher rührt der Name Teebaum, englisch Tea Tree. Joseph Banks, der Botaniker der Cook-Expedition, brachte die Blätter des Teebaums für weitere Untersuchungen nach England. Aber erst 1923 wurden in einer Studie von Dr. Penfold die besonderen Eigenschaften des ätherischen Teebaumöls nachgewiesen.

Weitere Forschungsarbeiten und viele Veröffentlichungen, in denen auch euphorisch von einem Universalöl gesprochen wurde, folgten. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Teebaumöls führten in den 30er und 40er Jahren zu einer rasanten Verbreitung. Ende der 40er Jahre wurde Teebaumöl knapp, und Ersatzstoffe verdrängten dieses bewährte Naturmittel. In den 60er Jahren besann man sich erneut auf alternative Mittel aus der Natur, und Teebaumöl gewann wieder an Bedeutung.

## Rückstandsfreie Qualität

Teebaumöl MA-100 ist keine Mischung verschiedener Teebaumöle. Alle Pflanzen stammen von einer ausgesuchten Plantage.

Für Teebaumöl MA-100 werden ausschließlich frische Blätter und Zweigspitzen des australischen Teebaums *Melaleuca alternifolia* verwendet. Besonders diese Myrtenart besitzt die in der Literatur immer wieder bestätigten hervorragenden Pflege- und Schutzzeigenschaften. Jede Charge Teebaumöl MA-100 unterliegt strengen Kontrollen im Ursprungsland und einer umfassenden Wareneingangskontrolle in Deutschland (u. a. Gaschromatographie). Hierbei wird jede Charge auf Identität und Reinheit geprüft. Auch der weitere Verarbeitungsprozeß erfolgt unter ständiger pharmazeutischer Kontrolle.

## Noch besser durch doppelte Destillation (DD-Verfahren)

Teebaumöl MA-100 wird mittels Wasserdampfdestillation in Edelstahlapparaturen gewonnen. Die Destillation muß äußerst schonend erfolgen, weder zu lang noch zu kurz. Dabei darf das Öl thermisch nicht übermäßig belastet werden, damit seine wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben.

Neben dieser bekannten, sehr schonenden Methode wird jede Teebaumölcharge zusätzlich dem DD-Verfahren, einer Vakuumdestillation, unterzogen. Eventuell noch vorhandene Verunreinigungen werden dadurch eliminiert, so daß Teebaumöl MA-100 eine überdurchschnittliche Reinheit erreicht.

## MA-100 – das Spitzenöl von unvergleichlicher Qualität

Durch das besondere DD-Verfahren wird eine außergewöhnliche Ölqualität erreicht, mit der nicht nur besonders gute Anwendungserfolge erzielt werden können, sondern auch eine sehr gute Hautverträglichkeit gewährleistet ist, u. a. bedingt durch eine deutliche Senkung der Säure- und Peroxydwerte. Ein wichtiger Aspekt für alle, die an Hautallergien und Unverträglichkeiten leiden. Tests ergaben, daß bei der besonders diffizilen Augenschleimhautverträglichkeit das Teebaumöl MA-100 klar bessere Werte erzielt.

## Der hohe Qualitätsstandard

Die Qualitätsbedingungen der Standard Association of Australia legen für Teebaumöl einen Terpinen-4-ol-Gehalt von mindestens 30 % und einen Cineol-Gehalt von höchstens 15 % fest.

Diese Vorgaben werden von Teebaumöl MA-100 nicht nur erfüllt, sondern mit Werten von durchschnittlich 39 % (Terpinen-4-ol) übertroffen. Das im DD-Verfahren gewonnene Teebaumöl MA-100 garantiert jetzt sogar einen noch niedrigeren Cineol-Wert von maximal nur 3 %.

## Der hohe Qualitätsschutz

Ätherische Öle sind licht- und wärmeempfindlich. Ein ursprünglich hochwertiges Teebaumöl kann bei unsachgemäßer Verpackung und Lagerung schnell an Qualität verlieren. Teebaumöl MA-100 wird deshalb ausschließlich in braunen Lichtschutzflaschen und zusätzlich in lichtundurchlässigen Faltschachteln angeboten, in denen Sie das Öl am besten aufbewahren.

## Universal zur Pflege und zum Schutz

Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Teebaumöl MA-100 machen dieses natürliche Mittel zu einem Helfer, der in keinem Haushalt fehlen sollte. An dieser Stelle können wir Ihnen nur exemplarische Beispiele für den Einsatz dieses wertvollen ätherischen Öls nennen. Weitergehende Informationen erhalten Sie in Ihrer Apotheke, wie auch in der zahlreich vorhandenen Literatur. Generell gilt, Teebaumöl MA-100 – wie andere ätherische Öle auch – sparsam und vorsichtig anwenden. Ideal ist in vielen Fällen eine Mischung mit hochwertigem Jojobaöl.

**Weitere Tipps, Anregungen und Informationen rund um die Gesundheit finden Sie im Internet unter [www.baders-gesundheit.de](http://www.baders-gesundheit.de)**